

Lista de comprobación para la formación en la autoadministración de Aranesp Sureclick® (Darbeopetina alfa, Pluma Precargada)

Por favor, use esta lista para:

- Asegurarse que el paciente/cuidador han recibido formación para autoadministrarse/administrar darbeopetina alfa de forma segura y correcta usando la pluma precargada.
- Como guía y verificación de la comprensión tras una segunda formación (p.ej. si los pacientes/cuidadores presentan dificultades o si se detecta un uso incorrecto).

FORMACIÓN AL PACIENTE/CAIDADOR

- 1 Informe** a los pacientes o cuidadores que recibirán formación y que se evaluará la capacidad del paciente para llevar a cabo la autoadministración.
- 2 Use el dispositivo de demostración (pluma demo)** para mostrar al paciente/cuidador los pasos para la preparación y administración que tendrán que llevar a cabo en casa. Siga las instrucciones que aparecen en el prospecto.
Nota:
 1. Puede acceder a la ficha técnica y prospecto del producto en la página web de la AEMPS : <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=01185049>
 2. Existen Instrucciones de Uso (IU) tamaño Poster para pacientes/cuidadores con problemas visuales.
 3. Solicite una pluma demo nueva si alguna de las partes se rompe, se pierde, o si nota una reducción en el tiempo de inyección. Reemplace la pluma si el "click" ya no se oye.
 4. Para solicitar una nueva pluma demo, copias de la lista de comprobación para formación y/o de las IU tamaño poster contacte con el Departamento de Información Médica de Amgen, teléfono 900850153.
- 3 Observe** al paciente/cuidador cuando use el dispositivo demo para comprobar que lleva a cabo los pasos de preparación y administración correctamente.
- 4 Asegúrese** de que reajusta el dispositivo demo una vez completados todos los pasos.

Repita del paso 2 al 4 hasta que usted y el paciente/cuidador estén seguros de que pueden llevar a cabo la administración sin ayuda. El tiempo requerido para aprender a preparar y administrar darbeopetina alfa usando la pluma precargada puede variar.

VALÚE AL PACIENTE/CAIDADOR

Asegúrese de que el paciente/cuidador: (por favor, marque las habilidades evaluadas)



1	Puede usar el dispositivo demo para comprobar que la autoadministración de darbeopetina alfa usando la pluma precargada se ha llevado a cabo con éxito. Esto incluye la capacidad de:
	Sacar el capuchón gris (la aguja se encuentra dentro del protector de seguridad amarillo).
	Estirar o pellizcar la zona de inyección para crear una superficie firme.
	Situar el dispositivo creando un ángulo de 90 grados (perpendicular sobre la piel). El botón rojo debe quedar mirando hacia arriba. No tocar el botón rojo aún.
	Empujar con firmeza el dispositivo sobre la piel hasta que deje de moverse y el protector de seguridad amarillo esté retraído.
	Pulsar el botón rojo de inicio.
	Seguir empujando el dispositivo sobre la piel. La inyección podría tardar unos 15 segundos.
	Comprobar la ventana del dispositivo para verificar que se ha vuelto amarilla (indica que la inyección se ha completado).
2	El paciente o cuidador puede preparar y administrar darbeopetina alfa de forma segura y competente sin la supervisión directa de un profesional sanitario.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Junio 2021

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Aranesp Sureclick es un medicamento biológico

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en <https://www.notificaRAM.es>