

ELIGARD

(acetato de leuprorelina)

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Octubre 2021

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es




POR FAVOR, LEER ANTES DE REALIZAR LA MEZCLA

Consulte la Ficha Técnica para ver las instrucciones completas y la información sobre el producto (disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>).

- ELIGARD solo debe ser preparado y administrado por un profesional sanitario.
- Si el medicamento no se prepara utilizando la técnica correcta no se debe administrar a ningún paciente.
- Deje que ELIGARD alcance la temperatura ambiente antes de realizar la mezcla (saque el medicamento del frigorífico 30 minutos antes de reconstituirlo).
- Administre ELIGARD por vía subcutánea inmediatamente después de realizar la reconstitución.
- Se han notificado casos de errores en la manipulación que pueden ocurrir durante cualquier paso del proceso de preparación y que potencialmente podrían resultar en una falta de eficacia. Deben seguirse rigurosamente las instrucciones de reconstitución y administración.
- Si el medicamento fue administrado y se sospecha o se conoce una incorrecta manipulación, la eficacia de ELIGARD debe ser monitorizada mediante la evaluación de los niveles de testosterona.

I. PREPARACIÓN DE LAS JERINGAS

PREPARACIÓN JERINGA B




1



Tire del émbolo de color azul para quitar el tapón gris al que va unido.
NO lo desenrosque.

2




Enrosque el émbolo blanco en la jeringa B.

PREPARACIÓN JERINGA A

Contiene líquido




1




Desenrosque el capuchón con la jeringa en posición vertical para evitar que se derrame el líquido.

II. ENSAMBLAJE



Quite el capuchón gris de la jeringa B.


Enrosque la jeringa B en la jeringa A manteniéndolas en posición vertical.



III. MEZCLADO

Transfiera el contenido de una jeringa a otra 60 veces.

60x




Sujetando las jeringas verticalmente, pase todo el contenido de la jeringa A a la jeringa B, y luego desenrosque y deseche la jeringa A.
No purgar las burbujas de la jeringa B

IV. ADMINISTRACIÓN

Fije la aguja de seguridad a la jeringa B y girando suavemente la aguja en el sentido de las agujas del reloj, aproximadamente tres cuartos de giro, hasta que la aguja quede firme.

No apriete en exceso, ya que se podría agrietar el cono de la aguja y salirse el medicamento durante la inyección. Si el cono de la aguja resulta dañado, se debe reemplazar el medicamento por otro nuevo.


Purgar burbujas grandes.



Inyecte **inmediatamente** la mezcla por vía subcutánea.

V. ELIMINACIÓN JERINGAS

Desplace la cubierta de seguridad de la aguja hacia arriba hasta que oiga un clic. Deseche la jeringa en un contenedor para objetos punzantes.



NOTIFICACIÓN EVENTOS ADVERSOS

● Todas las sospechas de reacciones adversas con Eligard, así como las sospechas de errores en el almacenamiento, reconstitución y administración de este medicamento, deben notificarse al centro Autonómico de Farmacovigilancia mediante el sistema de tarjeta amarilla, o a través de <https://www.notificaRAM.es>.

● Además pueden notificarse directamente a Casen Recordati a pharmacovigilance@casenrecordati.com