

INSTRUCCIONES DIRIGIDAS AL PACIENTE SOBRE LA ADMINISTRACION DE OXIBATO DE SODIO

La caja de este medicamento contiene:

- un frasco de Oxibato de sodio solución oral,
- un adaptador a presión del frasco,
- una jeringa graduada,
- dos vasos dosificadores con tapones de seguridad a prueba de niños para preparar y conservar las dos dosis nocturnas y
- el prospecto de Oxibato de sodio

Antes de tomar la primera dosis de este medicamento, lea el prospecto, donde encontrará información importante y necesaria para poder preparar correctamente su dosis de oxibato.

Tome siempre Oxibato de sodio exactamente como le haya indicado su médico y si le surgen dudas o preguntas adicionales no dude en consultarle.



En las farmacias y hospitales, hay disponibles varios medicamentos (varias marcas comerciales) con oxibato de sodio y cada uno de ellos cuenta con su propia jeringa y vasos dosificadores. Estos medicamentos, pueden estar formulados a dosis de 300 mg/ml o de 500 mg/ml. Por esta razón, es **MUY IMPORTANTE** que cada vez que prepare el medicamento utilice **EXCLUSIVAMENTE** la jeringa y los vasos dosificadores que le han proporcionado para cada tratamiento. Una vez haya finalizado cada envase, tire tanto la jeringa como los vasos que venían con él, **NO LOS REUTILICE**. (Para una información más detallada, consulte el *Folleto dirigido al paciente*)

Antes de acostarse tendrá que preparar las dos dosis de Oxibato de sodio que va a tomar cada noche. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Quite el tapón del frasco presionando hacia abajo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda).

Después de quitar el tapón, ponga el frasco en posición vertical sobre una mesa. En caso de que el producto contenga una lámina de sellado, por favor retírela. Mientras sostiene el frasco en su posición vertical, inserte en el cuello del frasco el adaptador a presión, si es que lo incluye. Esto es algo que solo tendrá que hacer la primera vez que abra el frasco ya que el adaptador se puede dejar puesto para los usos siguientes.

2. A continuación, inserte la punta de la jeringa graduada en el centro de la apertura del frasco y presione firmemente (véase la Figura 1).





Figura 1

3. Para completar este paso, es necesario que consulte el prospecto contenido en la caja. Depende de la marca comercial de Oxibato de sodio que le hayan dispensado en el hospital, existen dos posibilidades: o bien deberá mantener el frasco en posición vertical (véase la Figura 2a) o invertida (véase la Figura 2b), a la hora de cargar la jeringa con el medicamento.

Mientras sujeta el frasco y la jeringa en una mano en la posición adecuada, tire del émbolo con la otra, hasta cargar la jeringa con la dosis prescrita por su médico.

ATENCIÓN: el medicamento no pasará a la jeringa a no ser que usted mantenga el frasco en la posición indicada en el prospecto.



4. Si en el paso anterior ha tenido que girar el frasco, vuélvalo a colocar en posición vertical. Saque la jeringa del frasco. Vacíe el medicamento de la jeringa en uno de los vasos dosificadores empujando el émbolo. Repita los pasos 3 y 4, para preparar la segunda dosis que tiene que tomar. Agregue luego aproximadamente 60 ml de agua a cada vaso dosificador (60 ml son aproximadamente 4 cucharadas) (Véase Figura 3).



Figura 3

5. Ponga los tapones en los vasos dosificadores y gire cada tapón en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) hasta oír un clic; entonces, el tapón estará bloqueado en la posición a prueba de niños (véase la Figura 4). Aclare la jeringa con agua.




Figura 4

6. Antes de irse a dormir, coloque la segunda dosis cerca de la cama. Puede necesitar un despertador para asegurarse de que se despertará para tomarla (no antes de que hayan transcurrido 2,5 horas desde la primera dosis, ni después de que hayan pasado 4 horas). Cuando esté listo para tomar la primera dosis coja el primer vaso dosificador y siéntese en la cama. Quite el tapón (véase la Figura 5) haciendo presión sobre el mismo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Beba la dosis, tape el vaso y, luego, acuéstese enseguida.




Figura 5

7. Cuando se despierte para tomar la segunda dosis, quite el tapón del segundo vaso dosificador. Sentado en la cama, beba la segunda dosis justo antes de volver a acostarse para seguir durmiendo. Tape el segundo vaso.

8. Al finalizar cada frasco de oxibato, deberá tirarlo al punto Sigre de su farmacia o devolverlo al servicio de farmacia hospitalaria donde recibirá su tratamiento nuevo. De esta manera, evitará confundirse de jeringas a la hora de preparar sus próximas dosis.

Para una información más detallada sobre los efectos adversos, consulte el prospecto.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>