

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Dasatinib Eugia 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG  
Dasatinib Eugia 70 mg comprimidos recubiertos con película EFG  
Dasatinib Eugia 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG  
Dasatinib Eugia 140 mg comprimidos recubiertos con película EFG

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

#### Dasatinib Eugia 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 50 mg de dasatinib (como monohidrato).

#### *Excipiente con efecto conocido:*

Cada comprimido recubierto con película contiene 67,5 mg de lactosa monohidrato.

#### Dasatinib Eugia 70 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 70 mg de dasatinib (como monohidrato).

#### *Excipiente con efecto conocido:*

Cada comprimido recubierto con película contiene 94,5 mg de lactosa monohidrato.

#### Dasatinib Eugia 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 100 mg de dasatinib (como monohidrato).

#### *Excipiente con efecto conocido:*

Cada comprimido recubierto con película contiene 135 mg de lactosa monohidrato.

#### Dasatinib Eugia 140 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 140 mg de dasatinib (como monohidrato).

#### *Excipiente con efecto conocido:*

Cada comprimido recubierto con película contiene 189 mg de lactosa monohidrato.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido recubierto con película.

#### Dasatinib Eugia 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimidos recubiertos con película de color blanco a blanquecino, ovalados, biconvexos, con las marcas “D” en una cara y “50” en la otra.

#### Dasatinib Eugia 70 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimidos recubiertos con película de color blanco a blanquecino, redondos, biconvexos, con las marcas “D” en una cara y “70” en la otra.

#### Dasatinib Eugia 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimidos recubiertos con película de color blanco a blanquecino, ovalados, biconvexos, con las marcas “D” en una cara y “100” en la otra.

#### Dasatinib Eugia 140 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimidos recubiertos con película de color blanco a blanquecino, redondos, biconvexos, con las marcas “D” en una cara y “140” en la otra.

## **4. DATOS CLÍNICOS**

### **4.1 Indicaciones terapéuticas**

Dasatinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:

- leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica de nuevo diagnóstico cromosoma Filadelfia positivo (Ph+).
- leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica, acelerada o blástica, con resistencia o intolerancia al tratamiento previo, incluido imatinib.
- leucemia linfoblástica aguda (LLA) cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) y crisis blástica linfóide procedente de LMC con resistencia o intolerancia al tratamiento previo.

Dasatinib está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos con:

- leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica de nuevo diagnóstico cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) o leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica cromosoma Filadelfia positivo con resistencia o intolerancia al tratamiento previo, incluido imatinib.
- leucemia linfoblástica aguda (LLA) cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) de nuevo diagnóstico en combinación con quimioterapia.

### **4.2 Posología y forma de administración**

El tratamiento debe iniciarlo un médico con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con leucemia.

#### Posología

##### Pacientes adultos

La dosis de inicio recomendada para LMC en fase crónica es de 100 mg de dasatinib una vez al día.

La dosis de inicio recomendada para LMC en fase acelerada, crisis blástica mieloide o linfóide (fases avanzadas) o en LLA cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) es de 140 mg una vez al día (ver sección 4.4).

##### Población pediátrica (LMC en fase crónica cromosoma Filadelfia positivo y LLA cromosoma Filadelfia positivo)

La dosis en niños y adolescentes se basa en el peso corporal (ver Tabla 1). Dasatinib se administra una vez al día vía oral en forma de comprimidos recubiertos con película o polvo para suspensión oral de dasatinib. La dosis se debe volver a calcular cada 3 meses en función de los cambios en el peso corporal, o más a menudo si es necesario. Los comprimidos no están recomendados en pacientes que pesen menos de 10 kg; en estos pacientes se debe utilizar el polvo para suspensión oral. Se recomienda el aumento o la reducción

de la dosis en función de la respuesta del paciente y la tolerabilidad. No hay experiencia con dasatinib en el tratamiento de niños menores de 1 año.

Los comprimidos recubiertos de dasatinib y el polvo para suspensión oral de dasatinib no son bioequivalentes. Los pacientes que son capaces de tragar los comprimidos y que deseen cambiar de dasatinib polvo para suspensión oral a dasatinib comprimidos o los pacientes que no son capaces de tragar los comprimidos y que deseen cambiar de los comprimidos a la suspensión oral, pueden hacerlo siempre que sigan las recomendaciones de administración apropiadas para la forma farmacéutica.

La dosis inicial diaria recomendada de dasatinib comprimidos en pacientes pediátricos se encuentra en la Tabla 1.

**Tabla 1: Dosis de dasatinib comprimidos para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica o LLA Ph+**

| Peso corporal (kg) <sup>a</sup> | Dosis diaria (mg) |
|---------------------------------|-------------------|
| De 10 a menos de 20 kg          | 40 mg             |
| De 20 a menos de 30 kg          | 60 mg             |
| De 30 a menos de 45 kg          | 70 mg             |
| Al menos 45 kg                  | 100 mg            |

<sup>a</sup> No se recomiendan los comprimidos en pacientes que pesen menos de 10 kg; en estos pacientes se debe usar el polvo para suspensión oral.

#### Duración del tratamiento

En ensayos clínicos, el tratamiento con dasatinib en pacientes adultos con LMC Ph+ en fase crónica, LMC en fase acelerada, blástica mieloide o linfóide (fase avanzada) o LLA Ph+ y pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica se continuó hasta la progresión de la enfermedad o hasta que ya no se tolerara por el paciente. No se ha investigado el efecto de la suspensión del tratamiento sobre el resultado de la enfermedad a largo plazo después de conseguirse una respuesta citogenética o molecular [incluyendo respuesta citogenética completa (RCyC), respuesta molecular mayor (RMM) y RM4.5].

En ensayos clínicos, el tratamiento con dasatinib en pacientes pediátricos con LLA Ph+ se administró de forma continua, sumado a los sucesivos bloques de quimioterapia de base, con una duración máxima de dos años. En pacientes que reciban posteriormente un trasplante de células madre, dasatinib se puede administrar durante un año adicional después del trasplante.

Para alcanzar la dosis recomendada, dasatinib está disponible como comprimidos recubiertos con película de 50 mg, 70 mg, 100 mg y 140 mg. Se recomienda el incremento o la reducción de la dosis según la respuesta del paciente y la tolerabilidad.

#### Aumento de dosis

En ensayos clínicos en pacientes adultos con LMC y LLA Ph+, se permitió un aumento gradual de la dosis a 140 mg una vez al día (LMC en fase crónica) o 180 mg una vez al día (LMC en fases avanzadas o LLA Ph+) en pacientes que no alcanzaron una respuesta hematológica o citogenética a las dosis recomendadas de inicio.

Los siguientes aumentos de la dosis, mostrados en la Tabla 2, se recomiendan en pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica que no han obtenido una respuesta hematológica, citogenética y molecular en los puntos de tiempo recomendados, según las pautas de tratamiento actuales y que toleren el tratamiento.

**Tabla 2: Aumento de la dosis para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica**

|                    | Dosis (dosis máxima diaria) |         |
|--------------------|-----------------------------|---------|
|                    | Dosis de inicio             | Aumento |
| <b>Comprimidos</b> | 40 mg                       | 50 mg   |
|                    | 60 mg                       | 70 mg   |
|                    | 70 mg                       | 90 mg   |
|                    | 100 mg                      | 120 mg  |

No se recomienda la escalada de dosis en pacientes pediátricos con LLA Ph+ ya que en estos pacientes dasatinib se administra en combinación con quimioterapia.

#### Ajustes de la dosis por reacciones adversas

##### *Mielosupresión*

En los ensayos clínicos, la mielosupresión requirió una reducción de la dosis o la suspensión temporal o permanente del tratamiento en estudio. Se realizaron transfusiones de plaquetas y glóbulos rojos en los pacientes que lo requirieron. Se administraron factores de crecimiento hematopoyéticos en los pacientes con mielosupresión resistente.

Las directrices para los ajustes de la dosis en adultos se resumen en la Tabla 3 y en pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica en la Tabla 4. Las pautas para los pacientes pediátricos con LLA Ph+ tratados en combinación con quimioterapia se encuentran a continuación de las tablas.

**Tabla 3: Ajustes de la dosis por neutropenia y trombocitopenia en adultos**

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adultos con LMC en fase crónica (dosis inicial de 100 mg, una vez al día)                               | RAN $<0,5 \times 10^9/l$<br>y/o<br>plaquetas $<50 \times 10^9/l$ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Suspender el tratamiento hasta recuperación de RAN <math>\geq 1,0 \times 10^9/l</math> y plaquetas <math>\geq 50 \times 10^9/l</math>.</li> <li>2 Reanudar el tratamiento a la dosis inicial original.</li> <li>3 Si las plaquetas son <math>&lt;25 \times 10^9/l</math> y/o un nuevo descenso del RAN <math>&lt;0,5 \times 10^9/l</math> durante <math>&gt;7</math> días, se debe repetir el paso 1 y reanudar el tratamiento a una dosis reducida de 80 mg una vez al día para el segundo episodio. Para el tercer episodio, reducir dosis de modo adicional hasta 50 mg una vez al día (para pacientes recientemente diagnosticados) o interrumpir el tratamiento (para pacientes resistentes o intolerantes al tratamiento previo incluyendo imatinib).</li> </ol> |
| Adultos con LMC en fase acelerada y crisis blástica y LLA Ph+ (dosis inicial de 140 mg, una vez al día) | RAN $<0,5 \times 10^9/l$<br>y/o<br>plaquetas $<10 \times 10^9/l$ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Descartar que la citopenia esté relacionada con la leucemia (aspirado o biopsia medular).</li> <li>2 Si la citopenia no está relacionada con la leucemia, suspender el tratamiento hasta recuperación del RAN <math>\geq 1,0 \times 10^9/l</math> y plaquetas <math>\geq 20 \times 10^9/l</math> y reanudar a la dosis inicial original.</li> <li>3 Ante un nuevo episodio de citopenia, repetir el paso 1 y reanudar el tratamiento a una dosis reducida de 100 mg una vez al día (segundo episodio) u 80 mg una vez al día (tercer episodio).</li> <li>4 Si la citopenia está relacionada con la leucemia, valorar aumentar la dosis a 180 mg una vez al día.</li> </ol>                                                                                             |

RAN: recuento absoluto de neutrófilos

**Tabla 4: Ajuste de dosis para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica que padecen neutropenia y trombocitopenia**

| 1. Si persiste la citopenia más de 3 semanas, se debe | Dosis (dosis máxima diaria) |             |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
|                                                       | Dosis original de           | Un nivel de | Dos niveles de |

|                                                                                                                                                                                                                                         | inicio             | reducción de dosis | reducción de dosis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| revisar si está relacionada con la leucemia (aspirado de médula o biopsia).                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |
| 2. Si la citopenia no está relacionada con la leucemia, suspender el tratamiento hasta recuperación del RAN $\geq 1,0 \times 10^9/l$ y plaquetas $\geq 75 \times 10^9/l$ y reanudar a la dosis inicial original o a una dosis reducida. | <b>Comprimidos</b> | 40 mg              | 20 mg              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 60 mg              | 40 mg              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 70 mg              | 60 mg              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 100 mg             | 80 mg              |
| 3. Si la citopenia es recurrente, repetir el aspirado de médula/biopsia y reanudar el tratamiento a una dosis reducida.                                                                                                                 |                    |                    | *                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    | 20 mg              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    | 50 mg              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    | 70 mg              |

RAN: recuento absoluto de neutrófilos

\* Dosis más baja de comprimido no disponible

Para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica, se debe interrumpir el tratamiento con dasatinib si la neutropenia o trombocitopenia de Grado >3 ocurre durante la respuesta hematológica completa (RHC) y se puede reanudar a posteriori a una dosis reducida. Se deben implementar reducciones de dosis temporales para grados de citopenia intermedios o respuesta a la enfermedad, cuando sea necesario.

Para pacientes pediátricos con LLA Ph+, no se recomienda la modificación de la dosis en casos de toxicidad hematológica de grado 1 a 4. Si la neutropenia y/o la trombocitopenia provocan un retraso del siguiente bloque de tratamiento en más de 14 días, dasatinib se debe interrumpir y reanudar al mismo nivel de dosis una vez que se inicie el siguiente bloque de tratamiento. Si la neutropenia y/o la trombocitopenia persisten y el siguiente bloque de tratamiento se retrasa otros 7 días, se debe realizar una evaluación de la médula ósea para evaluar la celularidad y el porcentaje de blastos. Si la celularidad de la médula ósea es <10%, se debe interrumpir el tratamiento con dasatinib hasta RAN >500/ $\mu l$  ( $0,5 \times 10^9/l$ ), momento en el cual el tratamiento puede reanudarse a la dosis completa. Si la celularidad medular es >10%, se puede considerar la reanudación del tratamiento con dasatinib.

### Reacciones adversas no hematológicas

Si se desarrolla una reacción adversa no hematológica, moderada, grado 2, con dasatinib, se interrumpirá el tratamiento hasta que la reacción adversa se haya resuelto o hasta que haya retornado al nivel basal. Continuar con la misma dosis si es la primera vez que ocurre y reducir la dosis si es una reacción adversa recurrente. Si se desarrolla una reacción adversa no hematológica grave, grado 3 o 4, con dasatinib, el tratamiento se debe interrumpir hasta que la reacción adversa se haya resuelto. Posteriormente, si es conveniente, el tratamiento se puede reanudar a una dosis reducida, dependiendo de la gravedad inicial de la reacción adversa. Para pacientes con LMC en fase crónica que hayan recibido 100 mg una vez al día, se recomienda una reducción de dosis hasta 80 mg una vez al día, con una reducción de dosis adicional desde 80 mg una vez al día hasta 50 mg una vez al día, si fuese necesario. Para pacientes con fase avanzada de LMC o LLA cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) que hayan recibido 140 mg una vez al día, se recomienda una reducción de dosis hasta 100 mg una vez al día con una reducción de dosis adicional hasta 50 mg una vez al día, si fuese necesario. En pacientes pediátricos con LMC en fase crónica con reacciones adversas no hematológicas, se deben seguir las recomendaciones de reducción de dosis para reacciones adversas hematológicas descritas anteriormente. En pacientes pediátricos con LLA Ph+ con reacciones adversas no hematológicas, se debe seguir, si es necesario, un nivel de reducción de la dosis, de acuerdo

con las recomendaciones de reducción de la dosis para las reacciones adversas hematológicas que se describen anteriormente.

#### *Derrame pleural*

Si se diagnostica un derrame pleural, el tratamiento con dasatinib se debe interrumpir hasta que el paciente sea examinado, sea asintomático o haya retornado a su estado basal. Si el episodio no mejora dentro de aproximadamente una semana, se debe considerar un tratamiento con diuréticos o corticosteroides o ambos al mismo tiempo (ver las secciones 4.4 y 4.8). Una vez resuelto el primer episodio, se debe reintroducir dasatinib al mismo nivel de dosis. Tras la resolución de un episodio posterior, se debe reintroducir dasatinib con un nivel de dosis reducido. Una vez resuelto un episodio grave (grado 3 o 4), el tratamiento puede continuarse como proceda a un nivel de dosis reducido dependiendo de la gravedad inicial de la reacción adversa.

#### *Reducción de la dosis para el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4*

Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 y zumo de pomelo con dasatinib (ver sección 4.5). Si es posible, se debe seleccionar una medicación concomitante alternativa con un potencial de inhibición enzimática nulo o mínimo. Si dasatinib debe administrarse con un inhibidor potente del CYP3A4, considerar una disminución de la dosis a:

- 40 mg al día para pacientes que toman dasatinib 140 mg comprimidos al día.
- 20 mg al día para pacientes que toman dasatinib 100 mg comprimidos al día.
- 20 mg al día para pacientes que toman dasatinib 70 mg comprimidos al día.

Para pacientes que toman 60 mg o 40 mg de dasatinib al día, se considerará interrumpir la dosis de dasatinib hasta que se suspenda el tratamiento con el inhibidor del CYP3A4, o cambiar a una dosis más baja con la formulación en polvo para suspensión oral. Dejar un período de lavado de aproximadamente 1 semana después de suspender el inhibidor antes de reiniciar el tratamiento con dasatinib.

Se prevé que estas dosis reducidas de dasatinib ajustarán el área bajo la curva (AUC) al rango observado sin inhibidores del CYP3A4; sin embargo, no hay disponibles datos clínicos con estos ajustes de dosis en pacientes que reciben inhibidores potentes del CYP3A4. Si dasatinib no se tolera después de la reducción de la dosis, suspender el inhibidor potente del CYP3A4 o interrumpir dasatinib hasta que se suspenda el inhibidor. Dejar un período de lavado de aproximadamente 1 semana después de suspender el inhibidor antes de aumentar la dosis de dasatinib.

#### Poblaciones especiales

##### *Pacientes de edad avanzada*

No se han observado diferencias farmacocinéticas clínicamente relevantes relacionadas con la edad en estos pacientes. No es necesaria ninguna recomendación de dosis específica en los pacientes de edad avanzada.

##### *Insuficiencia hepática*

Los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave pueden recibir la dosis de inicio recomendada. Sin embargo, dasatinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática (ver sección 5.2).

##### *Insuficiencia renal*

No se han realizado ensayos clínicos con dasatinib en pacientes con función renal reducida (el estudio en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, excluyó a los pacientes con una concentración de

creatinina en suero >3 veces el límite superior del rango normal, y los ensayos en pacientes con LMC en fase crónica con resistencia o intolerancia al tratamiento previo con imatinib excluyó a pacientes con una concentración de creatinina sérica >1,5 veces el límite superior del rango normal). Como el aclaramiento renal de dasatinib y sus metabolitos representa <4%, en pacientes con insuficiencia renal no se espera una disminución del aclaramiento corporal total.

#### Forma de administración

Este medicamento se debe administrar por vía oral.

Los comprimidos recubiertos con película no se deben triturar, fraccionar ni masticar para mantener la consistencia de la dosificación y minimizar el riesgo de exposición dérmica; se deben tragar enteros. Los comprimidos recubiertos no se deben disolver ya que la exposición en pacientes que reciben un comprimido disuelto es menor que en aquellos que ingieren un comprimido completo. Dasatinib polvo para suspensión oral también está disponible para pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica y LLA Ph+ y pacientes adultos con LMC en fase crónica que no pueden tragar los comprimidos.

Dasatinib se puede tomar con o sin comida y se debe tomar de manera constante o por la mañana o por la noche (ver sección 5.2). No se debe tomar dasatinib con pomelo o zumo de pomelo (ver sección 4.5).

### **4.3 Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

#### Interacciones clínicamente relevantes

Dasatinib es un sustrato y un inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4. Por tanto, existe la posibilidad de interacción con otros medicamentos administrados simultáneamente, que se metabolizan fundamentalmente por el CYP3A4 o que modulan su actividad (ver sección 4.5).

El uso concomitante de dasatinib y medicamentos o sustancias que inhiban de forma potente el CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, itraconazol, eritromicina, claritromicina, ritonavir, telitromicina, zumo de pomelo) puede aumentar la exposición a dasatinib. Por tanto, no se recomienda la coadministración de inhibidores potentes del CYP3A4 en pacientes que reciben dasatinib (ver sección 4.5).

El uso concomitante de dasatinib con medicamentos inductores del CYP3A4 (p. ej., dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital o medicamentos a base de plantas que contienen *Hypericum perforatum*, también conocido como hierba de San Juan) puede reducir significativamente la exposición a dasatinib, incrementando potencialmente el riesgo de fracaso terapéutico. Por lo tanto, en pacientes que reciben dasatinib, deberá optarse por la coadministración con medicamentos alternativos con menor capacidad de inducción del CYP3A4 (ver sección 4.5).

El uso concomitante de dasatinib y un sustrato del CYP3A4 puede aumentar la exposición al sustrato del CYP3A4. Por tanto, se debe garantizar precaución cuando se coadministre dasatinib con sustratos del CYP3A4 de margen terapéutico estrecho como astemizol, terfenadina, cisaprida, pimozida, quinidina, bepridilo o alcaloides del cornezuelo del centeno (ergotamina, dihidroergotamina) (ver sección 4.5).

El uso concomitante de dasatinib y antagonistas de la histamina tipo 2 (H<sub>2</sub>) (p. ej., famotidina), inhibidores de la bomba de protones (p. ej., omeprazol) o hidróxido de aluminio/hidróxido de magnesio puede reducir la exposición a dasatinib. Por tanto, no se recomienda la utilización de los antagonistas-H<sub>2</sub> o inhibidores de

la bomba de protones. Sin embargo, pueden administrarse productos con hidróxido de aluminio/hidróxido de magnesio hasta 2 horas antes o 2 horas después de la administración de dasatinib (ver sección 4.5).

### Poblaciones especiales

Basado en los hallazgos de un estudio farmacocinético de dosis única, los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave pueden recibir la dosis de inicio recomendada (ver sección 5.2). Debido a las limitaciones de este ensayo clínico, se recomienda precaución al administrar dasatinib a pacientes con insuficiencia hepática.

### Reacciones adversas importantes

#### Mielosupresión

El tratamiento con dasatinib se asocia con anemia, neutropenia y trombocitopenia. Su incidencia es más temprana y más frecuente en pacientes con LMC en fase avanzada o LLA Ph+ que en pacientes con LMC en fase crónica. En pacientes adultos con LMC en fase avanzada o LLA Ph+, tratados con dasatinib como monoterapia, se deben realizar hemogramas completos (CBCs) cada semana durante los 2 primeros meses y, posteriormente, cada mes o cuando esté clínicamente indicado. En pacientes adultos y pediátricos con LMC en fase crónica, se deben realizar hemogramas completos cada 2 semanas durante las primeras 12 semanas, después cada 3 meses y, posteriormente, cuando esté clínicamente indicado. En pacientes pediátricos con LLA Ph+ tratados con dasatinib en combinación con quimioterapia, se deben realizar CBCs antes del inicio de cada bloque de quimioterapia y cuando esté clínicamente indicado. Durante la consolidación de los bloques de quimioterapia, se deben realizar CBCs cada 2 días hasta la recuperación (ver secciones 4.2 y 4.8). La mielosupresión es generalmente reversible y normalmente se controla interrumpiendo temporalmente la administración de dasatinib o reduciendo la dosis.

#### Sangrado

En pacientes con LMC en fase crónica (n=548), 5 pacientes (1%) que recibieron dasatinib tuvieron hemorragia grado 3 o 4. En ensayos clínicos en pacientes con LMC en fase avanzada que recibieron la dosis recomendada de dasatinib (n=304) ocurrieron hemorragias graves en el sistema nervioso central (SNC) en el 1% de los pacientes. Un caso fue mortal y se asoció según los Criterios de Toxicidad Común (CTC), a una trombocitopenia grado 4. Se produjo hemorragia gastrointestinal grado 3 o 4 en el 6% de los pacientes con LMC en fase avanzada y generalmente requirieron suspensión del tratamiento y transfusiones. Se produjeron otras hemorragias grado 3 o 4 en el 2% de los pacientes con LMC en fase avanzada. La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con sangrados en estos pacientes fueron típicamente asociados con trombocitopenia grado 3 o 4 (ver sección 4.8). Adicionalmente, los estudios de función plaquetaria *in vivo* e *in vitro* sugieren que el tratamiento con dasatinib afecta de modo reversible a la activación de plaquetas.

Hay que tener precaución si los pacientes utilizan antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes.

#### Retención de líquidos

Dasatinib se asocia con retención de líquidos. En el ensayo de Fase III en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, se notificó retención de líquidos grado 3 o 4 en 13 pacientes (5%) en el grupo de tratamiento con dasatinib y 2 pacientes (1%) en el grupo de tratamiento con imatinib tras un seguimiento mínimo de 60 meses (ver sección 4.8). En todos los pacientes tratados con dasatinib con LMC en fase crónica se produjo retención de líquidos grave en 32 pacientes (6%) de los que recibieron dasatinib a la dosis recomendada (n=548). En ensayos clínicos en pacientes con LMC en fase avanzada o LLA Ph+ que recibieron dasatinib a la dosis recomendada (n=304) se notificó retención de líquidos grado 3 o 4 en el 8% de los pacientes, incluyendo derrame pleural y pericárdico grado 3 o 4 en el 7% y el 1% de los

pacientes, respectivamente. En estos pacientes se notificó edema pulmonar grado 3 o 4 e hipertensión pulmonar en el 1% de los pacientes.

Los pacientes que desarrollen síntomas tales como disnea o tos seca que sugieran derrame pleural, deben ser evaluados por radiografía de tórax. Los derrames pleurales grado 3 o 4 pueden requerir toracocentesis y oxigenoterapia. Las reacciones adversas con retención de líquidos se trataron normalmente con medidas de apoyo que incluyeron la administración de diuréticos y tratamientos cortos con esteroides (ver las secciones 4.2 y 4.8). Los pacientes con 65 años o más tienen mayor probabilidad que los pacientes jóvenes de experimentar episodios de derrame pleural, disnea, tos, derrame pericárdico e insuficiencia cardíaca congestiva, y deben ser monitorizados cuidadosamente. Se han notificado también casos de quilotórax en pacientes que presentan derrame pleural (ver sección 4.8).

#### Hipertensión pulmonar arterial (HTPA)

Se ha notificado HTPA (hipertensión pulmonar arterial precapilar confirmada por cateterismo derecho) asociada al tratamiento con dasatinib (ver sección 4.8). En estos casos, la HTPA se notificó después del inicio del tratamiento con dasatinib, incluso después de más de un año de tratamiento.

Antes de iniciar el tratamiento con dasatinib, se debe evaluar si el paciente presenta signos o síntomas de enfermedad cardiopulmonar subyacente. En caso positivo, se debe realizar una ecocardiografía al inicio del tratamiento. Esta prueba debe valorarse si el paciente presentara factores de riesgo de enfermedad cardíaca o pulmonar. En los pacientes que desarrollen disnea y fatiga tras el inicio del tratamiento se deben evaluar las etiologías más comunes incluyendo derrame pleural, edema pulmonar, anemia o infiltrados pulmonares. De acuerdo con las recomendaciones para el manejo de las reacciones adversas no hematológicas (ver sección 4.2) se debe reducir la dosis de dasatinib o interrumpir el tratamiento durante esta evaluación. Si no se encontrase explicación, o si no se produce una mejoría con la reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento, se debe considerar el diagnóstico de HTPA. La aproximación diagnóstica debe seguir las directrices de la práctica clínica habitual. Si se confirma la HTPA, interrumpir permanentemente el tratamiento con dasatinib. El seguimiento de la HTPA debe realizarse de acuerdo con las directrices de la práctica clínica habitual. Tras la suspensión del tratamiento en pacientes con HTPA, se han observado mejoras en los parámetros clínicos y hemodinámicos.

#### Prolongación de QT

Los datos *in vitro* sugieren que dasatinib tiene capacidad de prolongar la repolarización cardíaca ventricular (intervalo QT) (ver sección 5.3). En 258 pacientes tratados con dasatinib y 258 pacientes tratados con imatinib tras un seguimiento mínimo de 60 meses, en el ensayo de Fase III en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, se notificó en 1 paciente (<1%) en cada grupo una prolongación QTc como una reacción adversa. La mediana de cambio en el QTcF desde el nivel basal fue de 3,0 mseg en los pacientes tratados con dasatinib comparados con los 8,2 mseg en los pacientes tratados con imatinib. Un paciente (<1%) en cada grupo experimentó un QTcF >500 mseg. En 865 pacientes con leucemia, tratados con dasatinib en estudios clínicos de Fase II, el cambio medio del intervalo QTc respecto a los valores basales, aplicando el método de Fridericia (QTcF) fue de 4-6 mseg, con un límite superior en el intervalo de confianza del 95% <7 mseg (ver sección 4.8). De los 2.182 pacientes con resistencia o intolerancia al tratamiento previo con imatinib que recibieron dasatinib en los ensayos clínicos, 15 (1%) pacientes presentaron prolongación QTc como una reacción adversa. Veintiuno de estos pacientes (1%) tuvieron un QTcF >500 mseg.

Dasatinib se debe administrar con precaución en pacientes que tengan o puedan desarrollar prolongación del QTc. Esto incluye pacientes con hipopotasemia o hipomagnesemia, pacientes con síndrome congénito de QT largo, pacientes que toman medicamentos antiarrítmicos u otros medicamentos que induzcan

prolongación de QT y pacientes en tratamiento con dosis altas acumulativas de antraciclinas. La hipopotasemia o hipomagnesemia deben corregirse antes de la administración de dasatinib.

#### Reacciones adversas cardíacas

Dasatinib fue estudiado en un estudio clínico aleatorizado de 519 pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, que incluía pacientes con enfermedad cardíaca previa. Se notificaron reacciones adversas cardíacas, tipo insuficiencia cardíaca congestiva/insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, arritmias, palpitaciones, prolongación del intervalo QT e infarto de miocardio (incluyendo mortal) en pacientes que estaban tomando dasatinib. Las reacciones adversas cardíacas fueron más frecuentes en pacientes con factores de riesgo o con antecedentes de enfermedad cardíaca. Los pacientes con factores de riesgo (p. ej., hipertensión, hiperlipidemia, diabetes) o con antecedentes de enfermedad cardíaca (p. ej., intervención coronaria percutánea previa, enfermedad arterial coronaria documentada) deben ser monitorizados cuidadosamente para los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, como dolor torácico, dificultad para respirar y diaforesis.

Si aparecen estos signos o síntomas clínicos, se aconseja al médico interrumpir la administración de dasatinib y considerar la necesidad de un tratamiento alternativo específico para LMC. Después de su resolución, se debe realizar una evaluación funcional antes de continuar el tratamiento con dasatinib. Dasatinib puede reintroducirse a la dosis original si las reacciones adversas fueron leves/moderadas (grado  $\geq 2$ ) y reintroducirse a una dosis reducida si las reacciones adversas fueron graves (grado  $\geq 3$ ) (ver sección 4.2). Los pacientes que continúan el tratamiento deben ser monitorizados periódicamente.

En los ensayos clínicos no se incluyeron pacientes con enfermedades cardiovasculares importantes o no controladas.

#### Microangiopatía trombótica (MAT)

Los inhibidores de tirosina quinasa BCR-ABL se han asociado a microangiopatía trombótica (MAT), incluyendo informes de casos individuales para dasatinib (ver sección 4.8). Si se asocian hallazgos de laboratorio o clínicos con MAT en un paciente que recibe dasatinib, se debe interrumpir el tratamiento con dasatinib y se debe realizar una evaluación de la MAT, incluida la actividad ADAMTS13 y la determinación de anticuerpos anti-ADAMTS13. No debe reanudarse el tratamiento con dasatinib si el anticuerpo anti-ADAMTS13 se eleva junto con una baja actividad de ADAMTS13.

#### Reactivación del virus de la hepatitis B

Se han producido reactivaciones de la hepatitis B en pacientes que son portadores crónicos de este virus después de que los pacientes hayan recibido inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL. En algunos casos se produjo insuficiencia hepática aguda o hepatitis fulminante que dio lugar a un trasplante de hígado o a un desenlace mortal. Los pacientes se deben someter a pruebas para detectar la infección por VHB antes de comenzar el tratamiento con dasatinib. Se debe consultar a expertos en enfermedades hepáticas y en el tratamiento de la hepatitis B antes de comenzar el tratamiento en pacientes con una serología positiva para hepatitis B (incluyendo a los pacientes con enfermedad activa) y pacientes que den un resultado positivo en una prueba de infección por VHB durante el tratamiento. Los portadores del VHB que necesiten tratamiento con dasatinib se deben someter a una estrecha monitorización para detectar signos y síntomas de infección activa por VHB a lo largo de todo el tratamiento y durante varios meses después de finalizar el tratamiento (ver sección 4.8).

#### Efectos en el crecimiento y desarrollo de los pacientes pediátricos

En ensayos pediátricos de dasatinib en pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica resistentes/intolerantes a imatinib y en pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica sin tratamiento

previo después de al menos 2 años de tratamiento, se notificaron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento asociados al crecimiento y desarrollo óseo en 6 (4,6%) pacientes, uno de los cuales fue grave en intensidad (Retraso del crecimiento Grado 3). Estos 6 casos incluyeron casos de fusión epifisaria retardada, osteopenia, retraso en el crecimiento y ginecomastia (ver sección 5.1). Estos resultados fueron difíciles de interpretar en el contexto de enfermedades crónicas como LMC y requieren un seguimiento a largo plazo.

En ensayos pediátricos de dasatinib en combinación con quimioterapia en pacientes pediátricos con LLA Ph+ de nuevo diagnóstico después de un máximo de 2 años de tratamiento, se notificaron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento, asociados al crecimiento óseo y al desarrollo en 1 (0,6%) paciente. Este caso fue una osteopenia de Grado 1.

En los ensayos clínicos, se ha observado retraso en el crecimiento en pacientes pediátricos tratados con dasatinib (ver sección 4.8). Tras un máximo de 2 años de tratamiento, se ha observado una tendencia a la baja en la altura esperada, en el mismo grado que el observado con el uso de quimioterapia sola, sin impactar en el peso esperado y en el IMC y sin asociación con anomalías hormonales u otros parámetros de laboratorio. Se recomienda la monitorización del crecimiento y desarrollo óseo en pacientes pediátricos.

### Excipientes

#### Lactosa

Este medicamento contiene lactosa monohidrato. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

## **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

### Principios activos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de dasatinib

Los estudios *in vitro* indican que dasatinib es un sustrato del CYP3A4. El uso simultáneo de dasatinib con medicamentos o sustancias que pueden inhibir el CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, itraconazol, eritromicina, claritromicina, ritonavir, telitromicina, zumo de pomelo) puede aumentar la exposición a dasatinib. Por tanto, no se recomienda la coadministración de inhibidores potentes del CYP3A4 en pacientes que reciben dasatinib (ver sección 4.2).

De acuerdo con los estudios *in vitro*, a concentraciones clínicamente relevantes, la unión de dasatinib a las proteínas plasmáticas es del 96% aproximadamente. No se han realizado estudios para evaluar la interacción de dasatinib con otros medicamentos que se unan a proteínas. Se desconoce el potencial de desplazamiento y su importancia clínica.

### Principios activos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de dasatinib

Cuando se administró dasatinib durante 8 días por la tarde en combinación con 600 mg de rifampicina, un potente inductor del CYP3A4, el AUC de dasatinib disminuyó en un 82%. Otros medicamentos que inducen la actividad del CYP3A4 (p. ej., dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o medicamentos a base de plantas que contengan *Hypericum perforatum*, también conocido como Hierba de San Juan) pueden también aumentar el metabolismo y disminuir las concentraciones plasmáticas de dasatinib. Por lo tanto, no se recomienda el uso simultáneo de inductores potentes del CYP3A4 con dasatinib. En pacientes en los que rifampicina u otros inductores del CYP3A4 estén indicados, se deben usar medicamentos alternativos con menor potencial de inducción enzimática. El uso concomitante de

dexametasona, un inductor débil del CYP3A4, con dasatinib está permitido; se presupone que el AUC de dasatinib disminuye aproximadamente un 25% con el uso concomitante de dexametasona, lo que probablemente no sea clínicamente significativo.

#### Antagonistas de receptores histamina-2 e inhibidores de la bomba de protones

Es probable que la supresión a largo plazo de la secreción de ácido gástrico por antagonistas- $H_2$  o inhibidores de la bomba de protones (p. ej., famotidina y omeprazol) reduzca la exposición a dasatinib. En un ensayo de dosis única en sujetos sanos, la administración de famotidina 10 horas antes de una dosis única de dasatinib redujo la exposición a dasatinib en un 61%. En un ensayo de 14 sujetos sanos, la administración de una dosis única de 100 mg de dasatinib 22 horas después de una dosis de 40 mg de omeprazol durante 4 días, en el estado estacionario, redujo el AUC de dasatinib en un 43% y la  $C_{max}$  en un 42%. Se debe valorar el uso de antiácidos en lugar de los antagonistas- $H_2$  o los inhibidores de la bomba de protones en pacientes que reciban tratamiento con dasatinib (ver sección 4.4).

#### Antiácidos

Los datos preclínicos demuestran que la solubilidad de dasatinib es pH-dependiente. En sujetos sanos, el uso simultáneo de antiácidos con hidróxido de aluminio/magnesio y dasatinib redujo el AUC de una dosis única de dasatinib un 55% y la  $C_{max}$  un 58%. Sin embargo, cuando los antiácidos se administraron 2 horas antes de una dosis única de dasatinib, no se observaron cambios relevantes en la concentración o la exposición a dasatinib. Así pues, los antiácidos deben administrarse hasta 2 horas antes o 2 horas después de dasatinib (ver sección 4.4).

#### Principios activos cuya concentración plasmática puede verse alterada por dasatinib

El uso concomitante de dasatinib y un sustrato del CYP3A4 puede aumentar la exposición al sustrato del CYP3A4. En un ensayo en sujetos sanos, una dosis única de 100 mg de dasatinib aumentó el AUC y la  $C_{max}$  de simvastatina, un sustrato conocido del CYP3A4, un 20 y 37%, respectivamente. No puede excluirse que el efecto sea superior después de dosis múltiples de dasatinib. Por tanto, los sustratos del CYP3A4 con margen terapéutico estrecho (p. ej., astemizol, terfenadina, cisaprida, pimozida, quinidina, bepridil o alcaloides ergóticos [ergotamina, dihidroergotamina]) deben administrarse con precaución en pacientes que están recibiendo dasatinib (ver sección 4.4).

La información *in vitro* indica un riesgo potencial de interacción con sustratos del CYP2C8, tales como glitazonas.

#### Población pediátrica

Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos.

### **4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia**

#### Mujeres en edad fértil/anticoncepción en hombres y mujeres

Tanto hombres sexualmente activos como mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.

#### Embarazo

De acuerdo con la experiencia en humanos, se sospecha que dasatinib pueda causar malformaciones congénitas incluyendo defectos del tubo neural y efectos farmacológicos perjudiciales en el feto cuando se administra durante el embarazo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3).

Dasatinib no se debe utilizar durante el embarazo excepto si la situación clínica de la mujer requiere tratamiento con dasatinib. Si dasatinib se utiliza durante el embarazo, la paciente debe estar informada del posible riesgo para el feto.

#### Lactancia

La información sobre la excreción de dasatinib en leche humana o animal es insuficiente/limitada. Los datos fisicoquímicos y los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles sobre dasatinib apuntan a su excreción en la leche materna y no puede excluirse el riesgo para el niño lactante.

Se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con dasatinib.

#### Fertilidad

En estudios animales, la fertilidad en ratas macho y hembra no se vio afectada con el tratamiento con dasatinib (ver sección 5.3). El médico y otros profesionales sanitarios deben asesorar a los pacientes varones de una edad apropiada acerca de los posibles efectos de dasatinib en la fertilidad, y este asesoramiento puede incluir la consideración de la conservación de semen.

### **4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

La influencia de dasatinib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Los pacientes deben ser informados de que pueden sufrir alguna reacción adversa como mareos o visión borrosa durante el tratamiento con dasatinib. Por lo tanto, se les debe recomendar que cuando conduzcan un coche o manejen máquinas lo hagan con precaución.

### **4.8 Reacciones adversas**

#### Resumen del perfil de seguridad

Los datos descritos abajo reflejan la exposición de dasatinib como tratamiento único a todas las dosis evaluadas en los ensayos clínicos (N=2.900) incluyendo 324 pacientes adultos de nuevo diagnóstico con LMC en fase crónica, 2.388 pacientes adultos con LMC de fase avanzada o crónica resistentes o intolerantes a imatinib o LLA Ph+, y 188 pacientes pediátricos.

En los 2.712 pacientes adultos tanto con LMC en fase crónica o en fase avanzada como con LLA Ph+, la media de duración del tratamiento fue de 19,2 meses (rango de 0 a 93,2 meses). En un ensayo aleatorizado en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico la mediana de duración del tratamiento fue de 60 meses, aproximadamente. La mediana de la duración del tratamiento en 1.618 pacientes adultos con LMC en fase crónica fue de 29 meses (rango de 0 a 92,9 meses). La mediana de la duración del tratamiento en 1.094 pacientes adultos con LMC en fase avanzada o LLA Ph+ fue de 6,2 meses (rango de 0 a 93,2 meses). Entre 188 pacientes en estudios pediátricos, la mediana de duración del tratamiento fue de 26,3 meses (rango de 0 a 99,6 meses). En el subconjunto de 130 pacientes pediátricos con LMC en fase crónica tratados con dasatinib, la mediana de duración del tratamiento fue de 42,3 meses (rango de 0,1 a 99,6 meses).

La mayoría de los pacientes tratados con dasatinib experimentaron reacciones adversas en algún momento. En la población global de 2.712 pacientes adultos tratados con dasatinib, 520 (19%) experimentaron reacciones adversas que condujeron a la suspensión del tratamiento.

El perfil de seguridad global de dasatinib en la población pediátrica con LMC Ph+ en fase crónica fue similar al de la población de adultos, con independencia de la formulación, con la excepción de que no se

notificó derrame pericárdico, derrame pleural, edema pulmonar o hipertensión pulmonar en la población pediátrica. De los 130 pacientes pediátricos tratados con dasatinib con LMC en fase crónica, 2 (1,5%) experimentaron reacciones adversas que condujeron a la interrupción del tratamiento.

#### Tabla de reacciones adversas

Las siguientes reacciones adversas, excluyendo anomalías de laboratorio, se notificaron en pacientes tratados con dasatinib utilizado como tratamiento único en ensayos clínicos y la experiencia poscomercialización (Tabla 5). Estas reacciones se presentan clasificadas por órganos y frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ); frecuentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ); poco frecuentes ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ); raras ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ); frecuencia no conocida (no puede estimarse de los datos poscomercialización disponibles).

Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

**Tabla 5: Tabla de reacciones adversas**

| <b>Infecciones e infestaciones</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Muy frecuentes</i>                                  | infección (incluyendo bacteriana, vírica, fúngica, no-específica)                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Frecuentes</i>                                      | neumonía (incluyendo bacteriana, vírica, y fúngica), infecciones/inflamación del tracto respiratorio superior, infección por virus de herpes (incluyendo citomegalovirus - CMV), enterocolitis, sepsis (incluyendo casos poco frecuentes con desenlaces mortales) |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                          | reactivación del virus de la hepatitis B                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trastornos de la sangre y del sistema linfático</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Muy frecuentes</i>                                  | mielosupresión (incluyendo anemia, neutropenia, trombocitopenia)                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Frecuentes</i>                                      | neutropenia febril                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | linfadenopatía, linfopenia                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Raras</i>                                           | aplasia pura de serie roja                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trastornos del sistema inmunológico</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | hipersensibilidad (incluyendo eritema nodoso)                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Raras</i>                                           | shock anafiláctico                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Trastornos endocrinos</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | hipotiroidismo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Raras</i>                                           | hipertiroidismo, tiroiditis                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Frecuentes</i>                                      | alteraciones del apetito <sup>a</sup> , hiperuricemia                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | síndrome de lisis tumoral, deshidratación, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia                                                                                                                                                                                   |
| <i>Raras</i>                                           | diabetes mellitus                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trastornos psiquiátricos</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Frecuentes</i>                                      | depresión, insomnio                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | ansiedad, estado confusional, alteración de la carga emocional, disminución de la libido                                                                                                                                                                          |
| <b>Trastornos del sistema nervioso</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Muy frecuentes</i>                                  | cefalea                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Frecuentes</i>                                      | neuropatía (incluyendo neuropatía periférica), mareos, disgeusia, somnolencia                                                                                                                                                                                     |
| <i>Poco frecuentes</i>                                 | sangrado del SNC <sup>*b</sup> , síncope, temblor, amnesia, alteraciones del equilibrio                                                                                                                                                                           |
| <i>Raras</i>                                           | accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, convulsiones, neuritis óptica, parálisis del VII par, demencia, ataxia                                                                                                                                |
| <b>Trastornos oculares</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frecuentes</i>                                             | alteraciones visuales (incluyendo visión distorsionada, visión borrosa, y agudeza visual reducida), ojo seco                                                                                                                                                                     |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | insuficiencia visual, conjuntivitis, fotofobia, incremento del lagrimeo                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trastornos del oído y el laberinto</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Frecuentes</i>                                             | tinnitus                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | pérdida de audición, vértigo                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trastornos cardíacos</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Frecuentes</i>                                             | insuficiencia cardíaca congestiva/insuficiencia cardíaca* <sup>c</sup> , derrame pericárdico*, arritmia (incluyendo taquicardia), palpitaciones                                                                                                                                  |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | infarto de miocardio (incluyendo desenlace mortal)*, electrocardiograma con intervalo QT prolongado*, pericarditis, arritmia ventricular (incluyendo taquicardia ventricular), angina de pecho, cardiomegalia, electrocardiograma con onda T anormal, incremento de la troponina |
| <i>Raras</i>                                                  | cor pulmonale, miocarditis, síndrome coronario agudo, parada cardíaca electrocardiograma con prolongación del intervalo PR, enfermedad arterial coronaria, pleuropericarditis                                                                                                    |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                 | fibrilación auricular/aleteo auricular                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trastornos vasculares</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Muy frecuentes</i>                                         | hemorragia* <sup>d</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Frecuentes</i>                                             | hipertensión, rubor                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | hipotensión, tromboflebitis, trombosis                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Raras</i>                                                  | trombosis venosa profunda, embolismo, livedo reticular                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                 | microangiopatía trombótica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Muy frecuentes</i>                                         | derrame pleural*, disnea                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Frecuentes</i>                                             | edema pulmonar*, hipertensión pulmonar*, infiltración pulmonar, neumonitis, tos                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | hipertensión arterial pulmonar, broncoespasmo, asma, quilotórax*                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Raras</i>                                                  | embolismo pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                 | enfermedad pulmonar intersticial                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trastornos gastrointestinales</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Muy frecuentes</i>                                         | diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Frecuentes</i>                                             | hemorragia gastrointestinal*, colitis (incluyendo colitis neutropénica), gastritis, inflamación de la mucosa (incluyendo mucositis/estomatitis), dispepsia, distensión abdominal, estreñimiento, alteraciones de la mucosa oral                                                  |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | pancreatitis (incluyendo pancreatitis aguda), úlcera del tracto gastrointestinal superior, esofagitis, ascitis*, fisura anal, disfagia, enfermedad por reflujo gastroesofágico                                                                                                   |
| <i>Raras</i>                                                  | gastroenteropatía con pérdida de proteínas, íleo, fistula anal                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                 | hemorragia gastrointestinal mortal*                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trastornos hepatobiliares</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | hepatitis, colecistitis, colestasis                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Muy frecuentes</i>                                         | erupción cutánea <sup>e</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Frecuentes</i>                                             | alopecia, dermatitis (incluyendo eczema), prurito, acné, sequedad de la piel, urticaria, hiperhidrosis                                                                                                                                                                           |
| <i>Poco frecuentes</i>                                        | dermatosis neutrofílica, fotosensibilidad, alteraciones de la pigmentación, paniculitis, úlcera cutánea, ampollas cutáneas, alteraciones en las uñas, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, alteraciones del cabello                                                       |
| <i>Raras</i>                                                  | vasculitis leucocitoclástica, fibrosis cutánea                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                 | Síndrome de Stevens-Johnson <sup>f</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Muy frecuentes</i>                                         | dolor musculo esquelético <sup>g</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frecuentes</i>                                                                           | artralgia, mialgia, debilidad muscular, rigidez musculoesquelética, espasmo muscular |
| <i>Poco frecuentes</i>                                                                      | rabdomiólisis, osteonecrosis, inflamación muscular, tendinitis, artritis             |
| <i>Raras</i>                                                                                | fusión epifisaria retardada <sup>h</sup> , retraso en el crecimiento <sup>h</sup>    |
| <b>Trastornos renales y urinarios</b>                                                       |                                                                                      |
| <i>Poco frecuentes</i>                                                                      | insuficiencia renal (incluyendo fallo renal), frecuencia urinaria, proteinuria       |
| <i>Frecuencia no conocida</i>                                                               | síndrome nefrótico                                                                   |
| <b>Embarazo, puerperio y alteraciones perinatales</b>                                       |                                                                                      |
| <i>Raras</i>                                                                                | aborto                                                                               |
| <b>Trastornos del aparato reproductor y de la mama</b>                                      |                                                                                      |
| <i>Poco frecuentes</i>                                                                      | ginecomastia, alteraciones de la menstruación                                        |
| <b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración</b>                    |                                                                                      |
| <i>Muy frecuentes</i>                                                                       | edema periférico <sup>i</sup> , fatiga, pirexia, edema facial <sup>j</sup>           |
| <i>Frecuentes</i>                                                                           | astenia, dolor, dolor torácico, edema generalizado <sup>*k</sup> , escalofríos       |
| <i>Poco frecuentes</i>                                                                      | malestar, otros edemas superficiales <sup>l</sup>                                    |
| <i>Raras</i>                                                                                | alteraciones de la marcha                                                            |
| <b>Exploraciones complementarias</b>                                                        |                                                                                      |
| <i>Frecuentes</i>                                                                           | pérdida de peso, aumento de peso                                                     |
| <i>Poco frecuentes</i>                                                                      | aumento de la creatinfosfoquinasa en sangre aumento de la gamma-glutamyl transferasa |
| <b>Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos</b> |                                                                                      |
| <i>Frecuentes</i>                                                                           | contusión                                                                            |

<sup>a</sup> Incluye disminución del apetito, saciedad temprana, aumento del apetito.

<sup>b</sup> Incluye hemorragia en el sistema nervioso central, hematoma cerebral, hemorragia cerebral, hematoma extradural, hemorragia intracranial, derrame cerebral, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural y hemorragia subdural.

<sup>c</sup> Incluye aumento del péptido natriurético cerebral, insuficiencia ventricular, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha, fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía, cardiomiopatía congestiva, insuficiencia diastólica, descenso de la fracción de eyección y fallo ventricular, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha e hipocinesia ventricular.

<sup>d</sup> Excluye sangrado gastrointestinal y sangrado del sistema nervioso central (SNC); estas reacciones adversas se han informado según la clasificación por órganos y sistemas dentro de trastornos gastrointestinales y dentro de trastornos del sistema nervioso respectivamente.

<sup>e</sup> Incluye erupción medicamentosa, eritema, eritema multiforme, eritrosis, erupción cutánea exfoliativa, eritema generalizado, erupción genital, miliaria, milio, psoriasis pustular miliaria, erupción, erupción eritematosa, erupción folicular, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapulosa, erupción papulosa, erupción pruriginosa, erupción pustular, erupción vesicular, exfoliación cutánea, irritación de la piel erupción cutánea tóxica, urticaria vesiculosa y erupción vasculítica.

<sup>f</sup> Se han notificado casos individuales de síndrome Stevens-Johnson en la fase de poscomercialización. No se pudo determinar si estas reacciones adversas mucocutáneas fueron directamente relacionadas con dasatinib o con medicamento concomitante.

<sup>g</sup> Dolor musculoesquelético reportado durante o después de la interrupción del tratamiento.

<sup>h</sup> Frecuencia notificada como común en estudios pediátricos.

<sup>i</sup> Edema gestacional, edema localizado, edema periférico.

<sup>j</sup> Edema conjuntival, edema ocular, tumefacción ocular, edema palpebral, edema facial, edema labial, edema macular, edema bucal, edema orbital, edema periorbital, tumefacción facial.

<sup>k</sup> Sobrecarga líquida, retención de líquidos, edema gastrointestinal, edema generalizado, hinchazón periférica, edema, edema debido a enfermedad cardíaca, derrame perinéfrico, edema posterior a un procedimiento, edema visceral.

<sup>l</sup> Tumefacción genital, edema en el lugar de la incisión, edema genital, edema peneano, tumefacción peneana, edema escrotal, tumefacción cutánea, tumefacción testicular, tumefacción vulvovaginal.

\* Para detalles adicionales, ver sección “Descripción de reacciones adversas seleccionadas”.

## Descripción de reacciones adversas seleccionadas

### Mielosupresión

El tratamiento con dasatinib se asocia con anemia, neutropenia y trombocitopenia. Su incidencia es más temprana y más frecuente en pacientes con LMC en fases avanzadas o LLA Ph<sup>+</sup> que en pacientes con LMC en fase crónica (ver sección 4.4).

### Sangrado

Se han notificado hemorragias relacionadas con el tratamiento en pacientes que tomaban dasatinib, desde petequias y epistaxis a hemorragia digestiva y del SNC grado 3 o 4 (ver sección 4.4).

### Retención de líquidos

Reacciones adversas variadas como derrame pleural, ascitis, edema pulmonar y derrame pericárdico con o sin edema superficial pueden describirse colectivamente como “retención de líquidos”. En un ensayo con pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico tras un seguimiento mínimo de 60 meses, la retención de líquidos relacionada con dasatinib incluyó derrame pleural (28%), edema superficial (14%), hipertensión pulmonar (5%), edema generalizado (4%) y derrame pericárdico (4%). Insuficiencia cardíaca congestiva/insuficiencia cardíaca y edema pulmonar se notificaron en <2% de pacientes.

La tasa acumulativa de derrame pleural relacionado con dasatinib (todos los grados) a lo largo del tiempo fue del 10% a 12 meses, 14% a 24 meses, 19% a 36 meses, 24% a 48 meses y 28% a 60 meses. Un total de 46 pacientes tratados con dasatinib tuvieron derrame pleural recurrente. Diecisiete pacientes tuvieron 2 reacciones adversas separadas, 6 tuvieron 3 reacciones adversas, 18 tuvieron de 4 a 8 reacciones adversas y 5 tuvieron >8 episodios de derrame pleural.

La mediana del tiempo del primer derrame pleural relacionado con dasatinib, grado 1 o 2 fue de 114 semanas (rango: 4 a 299 semanas). Menos del 10% de los pacientes tuvieron derrame pleural grave (grado 3 o 4) relacionado con dasatinib. La mediana del tiempo hasta la primera incidencia de derrame pleural de grado  $\geq 3$  relacionado con dasatinib fue de 175 semanas (rango: 114 a 274 semanas). La mediana de duración del derrame pleural relacionado con dasatinib (todos los grados) fue 283 días (~40 semanas).

El derrame pleural fue generalmente reversible y se manejó suspendiendo el tratamiento con dasatinib y utilizando diuréticos u otras medidas de soporte adecuadas (ver las secciones 4.2 y 4.4). Entre los pacientes tratados con dasatinib con derrame pleural relacionado con él (n=73), 45 (62%) tuvieron interrupciones de la dosis y 30 (41%) tuvieron reducciones de dosis. Adicionalmente, 34 (47%) recibieron diuréticos, 23 (32%) recibieron corticosteroides y 20 (27%) recibieron tanto corticosteroides como diuréticos. A nueve (12%) pacientes se les realizó una toracocentesis terapéutica.

El seis por ciento de los pacientes tratados con dasatinib interrumpieron el tratamiento debido a derrame pleural relacionado.

El derrame pleural no impidió a los pacientes obtener una respuesta. Entre los pacientes tratados con dasatinib con derrame pleural, un 96% alcanzó una RCyC, un 82% alcanzó RMM y un 50% alcanzó una RM4,5 a pesar de las interrupciones y ajustes de dosis.

Ver la sección 4.4 para más información sobre pacientes con LMC en fase crónica y LMC en fase avanzada o LLA Ph<sup>+</sup>.

Se han notificado casos de quilotórax en pacientes que presentan derrame pleural. Algunos casos de quilotórax se resolvieron tras la discontinuación, interrupción o reducción de la dosis de dasatinib, pero en la mayoría de los casos también se ha requerido tratamiento adicional.

### Hipertensión pulmonar arterial (HTPA)

Se han notificado casos de hipertensión pulmonar arterial precapilar (HTPA) confirmada por cateterismo derecho asociados al tratamiento con dasatinib. En estos casos, la HTPA se notificó después del inicio del tratamiento con dasatinib, incluyendo pacientes en tratamiento de más de un año de duración. En estas

notificaciones, los pacientes con HTPA estaban tomando con frecuencia medicamentos concomitantes o tenían otras comorbilidades además de la patología maligna de base. En algunos pacientes con HTPA se ha observado mejoría en los parámetros clínicos y hemodinámicos tras suspender el tratamiento con dasatinib.

#### Prolongación QT

En el ensayo de Fase III en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, un paciente (< 1%) de los pacientes tratados con dasatinib tuvieron un QTcF >500 mseg tras un seguimiento mínimo de 12 meses (ver sección 4.4). No se notificó un QTcF >500 mseg en ningún paciente adicional tras un seguimiento mínimo de 60 meses.

En 5 estudios de Fase II, en pacientes con resistencia o intolerancia a tratamiento previo con imatinib, se obtuvieron repetidamente ECGs en condiciones basales y a tiempos preespecificados durante el tratamiento de 865 pacientes que recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día. Estos ECGs fueron valorados de forma centralizada. El intervalo QT se corrigió por la frecuencia cardíaca mediante el método Fridericia. Para todos los valores post-administración recogidos durante el día 8, el cambio medio respecto a los valores basales del intervalo QTcF estuvo entre 4-6 mseg, con un límite superior en el intervalo de confianza del 95% <7 mseg. De los 2.182 pacientes que recibieron dasatinib en los ensayos clínicos, en 15 (1%) pacientes se notificó como reacción adversa la prolongación QTc informado como una reacción adversa. Veintiún pacientes (1%) presentaron un QTcF > 500 mseg (ver sección 4.4).

#### Reacciones adversas cardíacas

Los pacientes con factores de riesgo o con historial de enfermedad cardíaca deben ser monitorizados cuidadosamente para los signos y síntomas consistentes con insuficiencia cardíaca y deben ser evaluados y tratados adecuadamente (ver sección 4.4).

#### Reactivación del virus de la hepatitis B

Se ha notificado reactivación de la hepatitis B en relación con los inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL. En algunos casos se ha producido insuficiencia hepática aguda o hepatitis fulminante que ha dado lugar a trasplante de hígado o a un desenlace mortal (ver sección 4.4).

En el ensayo de Fase III de optimización de la dosis en pacientes con LMC en fase crónica con resistencia o intolerancia a tratamiento previo con imatinib (mediana de la duración del tratamiento de 30 meses), la incidencia de derrame pleural e insuficiencia cardíaca congestiva/insuficiencia cardíaca, fue menor en pacientes tratados con 100 mg de dasatinib una vez al día que en aquellos tratados con 70 mg de dasatinib dos veces al día. También se notificó mielosupresión con menor frecuencia en el grupo de tratamiento que recibió la pauta posológica de 100 mg una vez al día (ver anomalías en Pruebas de laboratorio a continuación). La mediana de duración del tratamiento en el grupo de 100 mg una vez al día fue de 37 meses (rango: 1-91 meses). Las tasas acumuladas de reacciones adversas seleccionadas que se notificaron en el grupo de tratamiento con la pauta posológica de 100 mg una vez al día como dosis de inicio recomendada se muestran en la Tabla 6a.

**Tabla 6a: Reacciones adversas seleccionadas notificadas en el ensayo clínico de fase 3 de optimización de dosis (LMC en fase crónica resistente o intolerante a imatinib)<sup>a</sup>**

|                              | Mínimo 2 años de seguimiento |           | Mínimo 5 años de seguimiento |           | Mínimo 7 años de seguimiento |           |
|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                              | Todos los grados             | Grado 3/4 | Todos los grados             | Grado 3/4 | Todos los grados             | Grado 3/4 |
| <b>Término preferido</b>     | Porcentaje (%) de pacientes  |           |                              |           |                              |           |
| <b>Diarrea</b>               | 27                           | 2         | 28                           | 2         | 28                           | 2         |
| <b>Retención de líquidos</b> | 34                           | 4         | 42                           | 6         | 48                           | 7         |
| Edema superficial            | 18                           | 0         | 21                           | 0         | 22                           | 0         |
| Derrame pleural              | 18                           | 2         | 24                           | 4         | 28                           | 5         |
| Edema generalizado           | 3                            | 0         | 4                            | 0         | 4                            | 0         |
| Derrame pericárdico          | 2                            | 1         | 2                            | 1         | 3                            | 1         |
| Hipertensión pulmonar        | 0                            | 0         | 0                            | 0         | 2                            | 1         |
| <b>Hemorragia</b>            | 11                           | 1         | 11                           | 1         | 12                           | 1         |
| Sangrado gastrointestinal    | 2                            | 1         | 2                            | 1         | 2                            | 1         |

<sup>a</sup> Resultados notificados en el ensayo de Fase 3 de optimización de dosis, en la población (n=165) con la dosis inicial recomendada de 100 mg una vez al día.

En el ensayo de Fase III de optimización de dosis en pacientes con LMC en fases avanzadas y LLA Ph+, la mediana de la duración del tratamiento fue de 14 meses para LMC en fase acelerada, 3 meses para LMC en crisis mieloide blástica, 4 meses para LMC en crisis linfocítica blástica y 3 meses para LLA Ph+. Las reacciones adversas seleccionadas que se notificaron con la dosis inicial recomendada de 140 mg una vez al día se muestran en la Tabla 6b. La pauta posológica de 70 mg dos veces al día también se estudió. La pauta posológica de 140 mg una vez al día mostró un perfil de eficacia comparable a la pauta posológica de 70 mg dos veces al día, pero un perfil de seguridad más favorable.

**Tabla 6b: Reacciones adversas seleccionadas notificadas en el ensayo clínico de fase III de optimización de dosis: fase avanzada de LMC y LLA Ph+<sup>a</sup>**

| Término preferido                              | 140 mg una vez al día n=304 |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                | Todos los grados            | Grado 3/4 |
|                                                | Porcentaje (%) de pacientes |           |
| <b>Diarrea</b>                                 | 28                          | 3         |
| <b>Retención de líquidos</b>                   | 33                          | 7         |
| Edema superficial                              | 15                          | <1        |
| Derrame pleural                                | 20                          | 6         |
| Edema generalizado                             | 2                           | 0         |
| Insuficiencia cardíaca                         | 1                           | 0         |
| congestiva/insuficiencia cardíaca <sup>b</sup> |                             |           |
| Derrame pericárdico                            | 2                           | 1         |
| Edema pulmonar                                 | 1                           | 1         |
| <b>Hemorragia</b>                              | 23                          | 8         |
| Sangrado gastrointestinal                      | 8                           | 6         |

<sup>a</sup> Resultados notificados del ensayo de Fase 3 de optimización de dosis con la dosis inicial recomendada de 140 mg una vez al día en la población (n=304) al final de los 2 años de seguimiento del ensayo.

<sup>b</sup> Incluye insuficiencia ventricular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía, cardiomiopatía congestiva, disfunción diastólica, descenso de la fracción de eyección y fracaso ventricular.

Además, hubo dos estudios en un total de 161 pacientes pediátricos con LLA Ph+ en los que se administró dasatinib en combinación con quimioterapia. En el estudio pivotal, 106 pacientes pediátricos recibieron dasatinib en combinación con quimioterapia en un régimen de dosificación continua. En un estudio de soporte, de 55 pacientes pediátricos, 35 recibieron dasatinib en combinación con quimioterapia en un régimen de dosificación discontinua (dos semanas de tratamiento seguido de una a dos semanas de

descanso) y 20 recibieron dasatinib en combinación con quimioterapia en un régimen de dosificación continua. Entre los 126 pacientes pediátricos con LLA Ph+ tratados con dasatinib en régimen de dosificación continua, la duración media de la terapia fue de 23,6 meses (rango de 1,4 a 33 meses).

De los 126 pacientes pediátricos con LLA Ph+ en régimen de dosificación continua, 2 (1,6%) experimentaron reacciones adversas que llevaron a la interrupción del tratamiento. Las reacciones adversas notificadas en estos dos estudios pediátricos con una frecuencia de  $\geq 10\%$  en pacientes con un régimen de dosificación continua se muestran en la Tabla 7. Cabe destacar que el derrame pleural se notificó en 7 (5,6%) pacientes en este grupo y, por lo tanto, no se incluye en la tabla.

**Tabla 7: Reacciones adversas notificadas en  $\geq 10\%$  de los pacientes pediátricos con LLA Ph+ tratados con dasatinib en un régimen de dosificación continuo en combinación con quimioterapia (N=126)<sup>a</sup>**

| Reacción adversa   | Porcentaje (%) de pacientes |           |
|--------------------|-----------------------------|-----------|
|                    | Todos los grados            | Grado 3/4 |
| Neutropenia febril | 27,0                        | 26,2      |
| Náuseas            | 20,6                        | 5,6       |
| Vómitos            | 20,6                        | 4,8       |
| Dolor abdominal    | 14,3                        | 3,2       |
| Diarrea            | 12,7                        | 4,8       |
| Pirexia            | 12,7                        | 5,6       |
| Cefalea            | 11,1                        | 4,8       |
| Apetito disminuido | 10,3                        | 4,8       |
| Fatiga             | 10,3                        | 0         |

<sup>a</sup> En el estudio pivotal, entre un total de 106 pacientes, 24 pacientes recibieron el polvo para suspensión oral al menos una vez, 8 de los cuales recibieron el polvo para suspensión oral exclusivamente.

### Anomalías en las Pruebas de laboratorio

#### Hematología

En el ensayo de Fase III en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, se notificaron las siguientes anomalías en las pruebas de laboratorio grado 3 o 4 tras un seguimiento mínimo de 12 meses en pacientes que estaban tomando dasatinib: neutropenia (21%), trombocitopenia (19%) y anemia (10%). Después de un mínimo de 60 meses de seguimiento, las tasas acumuladas de neutropenia, trombocitopenia y anemia fueron del 29%, 22% y 13%, respectivamente.

En pacientes tratados con dasatinib con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico que experimentaron mielosupresión grado 3 o 4, generalmente se produjo recuperación después de una breve suspensión de la dosis y/o reducción, y la suspensión permanente del tratamiento se produjo en el 1,6% de los pacientes tras un seguimiento mínimo de 12 meses. Después de un mínimo de 60 meses de seguimiento, la tasa acumulada de suspensión permanente del tratamiento debido a mielosupresión grado 3 o 4 fue del 2,3%.

En pacientes con LMC, con resistencia o intolerancia al tratamiento previo con imatinib, las citopenias (trombocitopenia, neutropenia y anemia) fueron un hallazgo consistente. Sin embargo, su aparición fue claramente dependiente del estadio de la enfermedad. La frecuencia de anormalidades hematológicas grados 3 y 4 se presentan en la Tabla 8.

**Table 8: Alteraciones hematológicas de laboratorio grados 3 y 4 en ensayos clínicos según los criterios comunes de toxicidad (CTC) en pacientes con resistencia o intolerancia a tratamiento previo con imatinib<sup>a</sup>**

|                                 | Fase crónica<br>(n=165) <sup>b</sup> | Fase acelerada<br>(n=157) <sup>c</sup> | Crisis blástica<br>mieloide<br>(n=74) <sup>c</sup> | Crisis blástica<br>linfoide y LLA Ph+<br>(n=168) <sup>c</sup> |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 | Porcentaje (%) de pacientes          |                                        |                                                    |                                                               |
| <b>Parámetros hematológicos</b> |                                      |                                        |                                                    |                                                               |
| Neutropenia                     | 36                                   | 58                                     | 77                                                 | 76                                                            |
| Trombocitopenia                 | 23                                   | 63                                     | 78                                                 | 74                                                            |
| Anemia                          | 13                                   | 47                                     | 74                                                 | 44                                                            |

<sup>a</sup> Resultados del ensayo de Fase 3 de optimización de dosis notificados al final de los 2 años de seguimiento del ensayo.

<sup>b</sup> CA180-034 resultados del ensayo con la dosis inicial recomendada de 100 mg una vez al día.

<sup>c</sup> CA180-035 resultados del ensayo con la dosis inicial recomendada de 140 mg una vez al día.

CTC grados: neutropenia (Grado 3  $\geq 0,5$ - $<1,0 \times 10^9/l$ , Grado 4  $<0,5 \times 10^9/l$ ); trombocitopenia (Grado 3  $\geq 25$ - $<50 \times 10^9/l$ , Grado 4  $<25 \times 10^9/l$ ); anemia (hemoglobina Grado 3  $\geq 65$ - $<80$  g/l, Grado 4  $<65$  g/l).

Las citopenias grado 3 o 4 acumuladas en pacientes tratados con 100 mg una vez al día fueron similares a los 2 y 5 años, incluyendo: neutropenia (35% vs. 36%), trombocitopenia (23% vs. 24%) y anemia (13% vs. 13%).

En los pacientes que desarrollaron una mielosupresión grado 3 o 4, la recuperación se lograba habitualmente después de interrupciones del tratamiento breves y/o reducciones en la dosis. El tratamiento se interrumpió de forma permanente en el 5% de los pacientes. La mayoría de los pacientes continuó con el tratamiento sin nuevas evidencias de mielosupresión.

### Bioquímica

En un ensayo en LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico, se notificó hipofosfatemia grado 3 o 4 en un 4% de los pacientes tratados con dasatinib, y una elevación de las transaminasas grado 3 o 4, elevación de creatinina y de bilirrubina se notificaron en  $<1\%$  de los pacientes tras un seguimiento mínimo de 12 meses. Después de un mínimo de 60 meses de seguimiento, la tasa acumulada de hipofosfatemia grado 3 o 4 fue del 7%, elevaciones de grado 3 o 4 de creatinina y bilirrubina fue del 1% y elevaciones de las transaminasas grado 3 o 4 permanecieron en el 1%. No hubo suspensión en el tratamiento con dasatinib debido a estos parámetros bioquímicos de laboratorio.

### 2 años de seguimiento

Se comunicaron elevaciones de transaminasas o bilirrubina grado 3 o 4 en  $<1\%$  de los pacientes con LMC en fase crónica (resistente o intolerante a imatinib), pero se notificaron elevaciones con frecuencias más elevadas del 1 al 7% de los pacientes con fases avanzadas de LMC y LLA Ph+. Habitualmente se controlaron mediante reducción de la dosis o suspensión del tratamiento. En el ensayo de Fase III de optimización de la dosis, estudio de LMC en fase crónica, elevaciones de transaminasas o bilirrubina grado 3 o 4 se notificaron en  $\leq 1\%$  de los pacientes con incidencia baja similar en los cuatro grupos tratados. En el ensayo de Fase III de optimización de dosis de LMC en fase crónica y LLA Ph+, se notificaron elevaciones de transaminasas o bilirrubina grado 3 o 4 en el 1% al 5% de los pacientes de los grupos tratados.

Aproximadamente un 5% de los pacientes tratados con dasatinib, que tenían niveles basales normales de calcio, experimentaron hipocalcemia transitoria grado 3 o 4 en algún momento del ensayo. En general, no se asoció la disminución de calcio con síntomas clínicos. Los pacientes que desarrollaron hipocalcemia grado 3 o 4 con frecuencia se recuperaban con la administración de suplementos orales. En pacientes con todas las fases de LMC se comunicaron casos de hipofosfatemia, hipocalcemia e hipopotasemia grado 3 o

4, pero se detectó un incremento de la frecuencia en los pacientes con LMC en crisis blástica mieloide o crisis blástica linfoide y LLA Ph+. Aumentos de la creatinina grado 3 o 4 se notificaron en <1% de los pacientes con LMC en fase crónica con un aumento de la frecuencia del 1 al 4% en los pacientes con LMC en fase avanzada.

#### Población pediátrica

El perfil de seguridad de dasatinib administrado como tratamiento único en pacientes pediátricos con LMC Ph+ en fase crónica, fue comparable al perfil de seguridad en adultos. El perfil de seguridad de dasatinib administrado en combinación con quimioterapia en pacientes pediátricos con LLA Ph+ fue consistente con el perfil de seguridad conocido de dasatinib en adultos y los efectos esperados de la quimioterapia, con la excepción de una tasa baja de derrame pleural en pacientes pediátricos en comparación con los adultos.

En estudios pediátricos de LMC, la tasa de anomalías de laboratorio fue consistente con el perfil conocido de parámetros de laboratorio en adultos.

En estudios pediátricos de LLA, la tasa de anomalías de laboratorio fue consistente con el perfil conocido de parámetros de laboratorio en adultos, dentro del contexto de un paciente con leucemia aguda que está recibiendo un régimen de quimioterapia.

#### Poblaciones especiales

Mientras el perfil de seguridad de dasatinib en la población de edad avanzada fue similar al de la población joven, los pacientes con 65 años de edad y mayores tienen mayor probabilidad de experimentar las reacciones adversas comúnmente notificadas como fatiga, derrame pleural, disnea, tos, hemorragia en el tracto gastrointestinal inferior y alteraciones del apetito y mayor probabilidad de experimentar reacciones adversas notificadas con menos frecuencia, como distensión abdominal, mareos, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca congestiva y disminución de peso, por lo que deben ser monitorizados cuidadosamente (ver sección 4.4).

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es).

### **4.9 Sobredosis**

La experiencia referente a la sobredosis de dasatinib en los ensayos clínicos está limitada a casos aislados. La sobredosis más alta de 280 mg por día durante una semana se notificó en dos pacientes y ambos desarrollaron un descenso significativo en el recuento de plaquetas. Considerando que dasatinib se asocia con mielosupresión grado 3 o 4 (ver sección 4.4), los pacientes que ingieran una dosis mayor de la recomendada deben ser monitorizados cuidadosamente por la aparición de mielosupresión y ser tratados con la terapia de soporte adecuada.

## **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

### **5.1 Propiedades farmacodinámicas**

Grupo farmacoterapéutico: agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteína quinasa, código ATC: L01EA02

### Farmacodinamia

Dasatinib inhibe la actividad de la quinasa BCR-ABL y de las quinasas de la familia SRC junto con otras quinasas oncogénicas específicas incluyendo c-KIT, los receptores quinasa de las efrinas (EPH) y el receptor del PDGF- $\beta$ . Dasatinib es un inhibidor potente, a concentraciones subnanomolares (0,6-0,8 nM), de la quinasa BCR-ABL. Se une no sólo a la conformación inactiva de la enzima BCR-ABL, sino también a la activa.

### Mecanismo de acción

*In vitro*, dasatinib es activo en líneas celulares representativas de variantes de leucemia sensibles y resistentes a imatinib. Los estudios preclínicos demuestran que dasatinib puede superar la resistencia a imatinib resultante de la sobreexpresión de BCR-ABL, mutaciones del dominio de BCR-ABL quinasa, activación de las vías de señalización alternativas que afectan a las quinasas de la familia de SRC (LYN, HCK) y la sobreexpresión del gen (mdr) de resistencia múltiple. Además, dasatinib inhibe las quinasas de la familia SRC a concentraciones subnanomolares.

*In vivo*, en experimentos independientes usando modelos murinos de LMC, dasatinib previno la progresión de la LMC crónica a fase blástica y prolongó la supervivencia de los ratones implantados con líneas celulares de LMC obtenidas de pacientes, en diversas localizaciones, incluido el sistema nervioso central.

### Eficacia clínica y seguridad

En el ensayo clínico de Fase I, se observaron respuestas hematológicas y citogenéticas en todas las fases de LMC y en LLA Ph+ en los primeros 84 pacientes tratados y seguidos hasta 27 meses. Las respuestas fueron duraderas en todas las fases de la LMC y en la LLA Ph+.

Se han realizado cuatro ensayos clínicos de Fase II con un único grupo de estudio, no controlados y abiertos para determinar la seguridad y la eficacia de dasatinib en pacientes con LMC en fase crónica, acelerada o blástica mieloide, que eran resistentes o intolerantes a imatinib. Un ensayo aleatorizado no comparativo se realizó con pacientes que se encontraban en la fase crónica y habían fracasado a un tratamiento inicial con 400 o 600 mg de imatinib. La dosis inicial de dasatinib fue de 70 mg dos veces al día. Se permitieron modificaciones de la dosis para mejorar la actividad o para el manejo de la toxicidad (ver sección 4.2).

Dos ensayos aleatorizados, abiertos de Fase III, se realizaron para evaluar la eficacia de dasatinib administrado una vez al día comparado con dasatinib administrado dos veces al día. Además, se realizó un ensayo de Fase III, comparativo abierto, aleatorizado en pacientes adultos con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico.

La eficacia de dasatinib se basa en las tasas de respuesta hematológica y citogenética.

La duración de la respuesta y las tasas estimadas de supervivencia aportan una evidencia adicional del beneficio clínico de dasatinib.

Un total de 2.712 pacientes fueron evaluados en los ensayos clínicos: de estos, un 23% fueron  $\geq 65$  años de edad y un 5% fueron  $\geq 75$  años de edad.

### LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico

Se realizó un ensayo clínico internacional, abierto, multicéntrico, aleatorizado y comparativo de Fase III, en pacientes adultos con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir tratamiento con 100 mg de dasatinib, una vez al día o 400 mg de imatinib una vez al día. El objetivo

primario fue la tasa de Respuesta Citogenética Completa confirmada (RCyCc) a 12 meses. Objetivos secundarios incluyeron tiempo en RCyCc (medida de la durabilidad de la respuesta), tiempo hasta RCyCc, tasa de Respuesta Molecular Mayor (RMM), tiempo hasta la RMM, supervivencia libre de progresión (PFS) y supervivencia global (OS). Otros resultados relevantes de eficacia incluyeron RCyC y tasas de Respuesta Molecular Completa (RMC). Este estudio continúa.

Un total de 519 pacientes fueron aleatorizados para un grupo de tratamiento: 259 al grupo de dasatinib y 260 al grupo de imatinib. Las características basales estuvieron bien equilibradas entre los dos grupos de tratamiento con respecto a la edad (mediana de edad de 46 años para el grupo de dasatinib y de 49 años para el grupo de imatinib con un 10% y un 11% de pacientes de 65 años de edad o mayores, respectivamente), género (un 44% de mujeres y un 37%, respectivamente) y raza (caucásica 51% y 55%; asiática 42% y 37%, respectivamente). En el estado basal, la distribución del Índice de Hasford fue similar en los grupos de tratamiento con dasatinib y en el de imatinib (riesgo bajo: 33% y 34%; riesgo intermedio 48% y 47%; riesgo alto 19% y 19%, respectivamente).

Con un mínimo de 12 meses de seguimiento, un 85% de pacientes aleatorizados al grupo de dasatinib y un 81% de pacientes aleatorizados al grupo de imatinib estaban todavía recibiendo tratamiento de primera línea. La suspensión dentro de los 12 meses, debido a progresión de la enfermedad se produjo en un 3% de los pacientes tratados con dasatinib y un 5% de los pacientes tratados con imatinib.

Con un mínimo de 60 meses de seguimiento, un 60% de pacientes aleatorizados del grupo de dasatinib y un 63% de pacientes aleatorizados del grupo de imatinib todavía estaban recibiendo tratamiento de primera línea. La suspensión dentro de los 60 meses debido a progresión de la enfermedad se produjo en un 11% de los pacientes tratados con dasatinib y un 14% de los pacientes tratados con imatinib.

Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 9. Una mayor proporción estadísticamente significativa de pacientes en el grupo de dasatinib alcanzó una RCyCc comparada con los pacientes del grupo de imatinib dentro de los primeros 12 meses de tratamiento. La eficacia de dasatinib se consideró demostrada a través de los diferentes subgrupos, incluyendo, edad, género e índice de Hasford basal.

**Tabla 9: Resultados de eficacia de un ensayo de fase 3 en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico**

|                                   | <b>Dasatinib<br/>n=259</b> | <b>Imatinib<br/>n=260</b> | <b>Valor p</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Tasa de respuesta (IC 95%)</b> |                            |                           |                |
| <b>Respuesta citogenética</b>     |                            |                           |                |
| <b>en 12 meses</b>                |                            |                           |                |
| RCyCc <sup>a</sup>                | 76,8% (71,2–81,8)          | 66,2% (60,1–71,9)         | p <0,007*      |
| RCyC <sup>b</sup>                 | 85,3% (80,4-89,4)          | 73,5% (67,7-78,7)         | -              |
| <b>en 24 meses</b>                |                            |                           |                |
| RCyCc <sup>a</sup>                | 80,3%                      | 74,2%                     | -              |
| RCyC <sup>b</sup>                 | 87,3%                      | 82,3%                     | -              |
| <b>en 36 meses</b>                |                            |                           |                |
| RCyCc <sup>a</sup>                | 82,6%                      | 77,3%                     | -              |
| RCyC <sup>b</sup>                 | 88,0%                      | 83,5%                     | -              |
| <b>en 48 meses</b>                |                            |                           |                |
| RCyCc <sup>a</sup>                | 82,6%                      | 78,5%                     | -              |
| RCyC <sup>b</sup>                 | 87,6%                      | 83,8%                     | -              |
| <b>en 60 meses</b>                |                            |                           |                |
| RCyCc <sup>a</sup>                | 83,0%                      | 78,5%                     | -              |
| RCyC <sup>b</sup>                 | 88,0%                      | 83,8%                     | -              |

### Respuesta molecular mayor<sup>c</sup>

|                 |                   |                   |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>12 meses</b> | 52,1% (45,9-58,3) | 33,8% (28,1-39,9) | p <0,00003* |
| <b>24 meses</b> | 64,5% (58,3-70,3) | 50% (43,8-56,2)   | -           |
| <b>36 meses</b> | 69,1% (63,1-74,7) | 56,2% (49,9-62,3) | -           |
| <b>48 meses</b> | 75,7% (70,0-80,8) | 62,7% (56,5-68,6) | -           |
| <b>60 meses</b> | 76,4% (70,8-81,5) | 64,2% (58,1-70,1) | p=0,0021    |

| <b>Hazard ratio (HR)</b>       |                  |  |            |
|--------------------------------|------------------|--|------------|
| <b>en 12 meses (IC 99.99%)</b> |                  |  |            |
| Tiempo hasta RCyCc             | 1,55 (1,0-2,3)   |  | p <0,0001* |
| Tiempo hasta MMR               | 2,01 (1,2-3,4)   |  | p <0,0001* |
| Durabilidad de RCyCc           | 0,7 (0,4-1,4)    |  | p <0,035   |
| <b>en 24 meses (IC 95%)</b>    |                  |  |            |
| Tiempo hasta RCyCc             | 1,49 (1,22-1,82) |  | -          |
| Tiempo hasta MMR               | 1,69 (1,34-2,12) |  | -          |
| Durabilidad de RCyCc           | 0,77 (0,55-1,10) |  | -          |
| <b>en 36 meses (IC 95%)</b>    |                  |  |            |
| Tiempo hasta RCyCc             | 1,48 (1,22-1,80) |  | -          |
| Tiempo hasta MMR               | 1,59 (1,28-1,99) |  | -          |
| Durabilidad de RCyCc           | 0,77 (0,53-1,11) |  | -          |
| <b>en 48 meses (IC 95%)</b>    |                  |  |            |
| Tiempo hasta RCyCc             | 1,45 (1,20-1,77) |  | -          |
| Tiempo hasta MMR               | 1,55 (1,26-1,91) |  | -          |
| Durabilidad de RCyCc           | 0,81 (0,56-1,17) |  | -          |
| <b>en 60 meses (IC 95%)</b>    |                  |  |            |
| Tiempo hasta RCyCc             | 1,46 (1,20-1,77) |  | p=0,0001   |
| Tiempo hasta MMR               | 1,54 (1,25-1,89) |  | p <0,0001  |
| Durabilidad de RCyCc           | 0,79 (0,55-1,13) |  | p=0,1983   |

<sup>a</sup> Respuesta citogenética completa confirmada (RCyCc) se define como respuesta obtenida en dos ocasiones consecutivas (como mínimo, separadas por 28 días).

<sup>b</sup> Respuesta citogenética completa (RCyC) se basa en una única evaluación citogenética de la médula ósea.


<sup>c</sup> Respuesta Molecular Mayor (en cualquier momento) se definió como tasas de BCR-ABL  $\leq 0,1\%$  por RQ-PCR en muestras de sangre periférica estandarizadas en una escala internacional. Estas tasas son acumulativas representando el seguimiento mínimo para el espacio de tiempo especificado.

\* Ajustado por Índice de Hasford y significación estadística indicada a un nivel nominal predefinido de significación. IC = intervalo de confianza

Después de 60 meses de seguimiento, la mediana de tiempo hasta RCyC fue de 3,1 meses en el grupo de dasatinib y de 5,8 meses en el grupo de imatinib en pacientes con una RCyC confirmada. La mediana de tiempo hasta RMM después de 60 meses de seguimiento fue de 9,3 meses en el grupo de dasatinib y de 15,0 meses en el grupo de imatinib en pacientes con RMM. Estos resultados son consistentes con los observados a 12, 24 y 36 meses.

El tiempo hasta RMM se muestra gráficamente en la Figura 1. El tiempo hasta RMM fue consistentemente más corto en los pacientes tratados con dasatinib comparado con los pacientes tratados con imatinib.

**Figura 1: Estimados de Kaplan-Meier del tiempo hasta respuesta molecular mayor (RMM)**




| GRUPO                    | # RESPONDEDORES / # ALEATORIZADOS | HAZARD RATIO (IC 95%) |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Dasatinib                | 198/259                           |                       |
| Imatinib                 | 167/260                           |                       |
| Dasatinib sobre imatinib |                                   | 1,54 (1,25-1,89)      |

Las tasas de RCyCc en los grupos de tratamiento con dasatinib e imatinib, respectivamente, en 3 meses de tratamiento (54% y 30%), 6 meses (70% y 56%), 9 meses (75% y 63%), 24 meses (80% y 74%), 36 meses (83% y 77%), 48 meses (83% y 79%) y 60 meses (83% y 79%) fueron consistentes con el objetivo primario. Las tasas de RMM en los grupos de tratamiento con dasatinib e imatinib, respectivamente, en 3 meses de tratamiento (8% y 0,4%), 6 meses (27% y 8%), 9 meses (39% y 18%), 12 meses (46% y 28%), 24 meses (64% y 46%), 36 meses (67% y 55%), 48 meses (73% y 60%) y 60 meses (76% y 64%) también fueron consistentes con el objetivo primario.

Las tasas de RMM en punto específico de tiempo se representan gráficamente en la Figura 2. Las tasas de RMM fueron consistentemente más altas en los pacientes tratados con dasatinib comparados con los pacientes tratados con imatinib.


**Figura 2: Tasas de RMM en el tiempo - todos los pacientes aleatorizados en un ensayo de fase 3 con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico**



La proporción de pacientes que alcanzaron un ratio BCR-ABL,  $\leq 0,01\%$  (reducción de log 4) en cualquier momento fue más alta en el grupo de dasatinib, comparado con el grupo de imatinib (54,1% frente a 45%). La proporción de pacientes que alcanzaron un ratio BCR-ABL,  $\leq 0,0032\%$  (reducción de log 4,5) en cualquier momento fue más alta en el grupo de dasatinib, comparado con el grupo de imatinib (44% frente a 34%).

Las tasas RM4,5 a lo largo del tiempo se representan gráficamente en la Figura 3. Las tasas RM4,5 a lo largo del tiempo fueron consistentemente más altas en el grupo de pacientes tratados con dasatinib comparadas con el grupo de pacientes tratados con imatinib.

**Figura 3: Tasas RM4,5 a lo largo del tiempo - todos los pacientes aleatorizados en un ensayo de fase 3 con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico**



La tasa de RMM en cualquier momento en cada grupo de riesgo determinada por el índice de Hasford fue más alta en el grupo de dasatinib, comparado con el grupo de imatinib (riesgo bajo: 90% y 69%; riesgo intermedio: 71% y 65%; riesgo alto: 67% y 54%, respectivamente).


En un análisis adicional, más pacientes tratados con dasatinib (84%) alcanzaron respuesta molecular temprana (definida como nivel BCR-ABL  $\leq 10\%$  a 3 meses) comparado con los pacientes tratados con imatinib (64%). Los pacientes que alcanzaron respuesta molecular temprana tuvieron un riesgo de transformación bajo, tasa de supervivencia libre de progresión (SLP) alta y tasa de supervivencia global (SG) alta como se muestra en la Tabla 10.

**Tabla 10: Pacientes en el grupo de dasatinib con BCR-ABL  $\leq 10\%$  y  $>10\%$  a 3 meses**

| Dasatinib N=235                    | Pacientes con BCR-ABL $\leq 10\%$ a 3 meses | Pacientes con BCR-ABL $>10\%$ a 3 meses |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de pacientes (%)            | 198 (84,3)                                  | 37 (15,7)                               |
| Transformación a 60 meses, n/N (%) | 6/198 (3,0)                                 | 5/37 (13,5)                             |
| Tasa de SLP a 60 meses (IC 95%)    | 92,0% (89,6; 95,2)                          | 73,8% (52,0; 86,8)                      |
| Tasa de SG a 60 meses (IC 95%)     | 93,8% (89,3; 96,4)                          | 80,6% (63,5; 90,2)                      |

La tasa de SG en momentos específicos se representa gráficamente en la Figura 4. La tasa de SG fue consistentemente más alta en los pacientes tratados con dasatinib que alcanzaron un nivel de BCR-ABL  $\leq 10\%$  a 3 meses que en aquellos que no la alcanzaron.

**Figura 4: Curva de supervivencia global para dasatinib por nivel de BCR-ABL ( $\leq 10\%$  o  $>10\%$ ) a 3 meses en un ensayo de fase 3 en pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico**



| GRUPO       | # MUERTES / # Pacientes | MEDIANA (IC 95%) | HAZARD RATIO (IC 95%) |
|-------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| $\leq 10\%$ | 14/198                  | .(-. -)          |                       |
| $>10\%$     | 8/37                    | .(-. -)          | 0,29 (0,12-0,69)      |

La progresión de la enfermedad se definió como un incremento de glóbulos blancos sanguíneos a pesar de un tratamiento terapéutico adecuado, pérdida de RHC, RCy parcial o RCyC, progresión a fase acelerada o fase blástica, o muerte. La tasa estimada de PFS a 60 meses fue del 88,9% (IC: 84%-92,4%) y para ambos grupos de tratamiento con dasatinib e imatinib. A los 60 meses la transformación a la fase acelerada o blástica ocurrió en menos pacientes tratados con dasatinib (n=8; 3%) comparados con los pacientes tratados con imatinib (n=15; 5,8%). Las tasas de supervivencia estimadas a 60 meses para los sujetos tratados con dasatinib e imatinib fueron 90,9% (IC: 86,6%-93,8%) y 89,6% (IC: 85,2%-92,8%), respectivamente. No hubo diferencias en SG (HR 1,01; IC 95%: 0,58-1,73 p=0,9800) y SLP (HR 1,00; IC 95%: 0,58-1,72, p=0,9998) entre dasatinib e imatinib.

En los pacientes en los que se notificó progresión de la enfermedad o suspensión del tratamiento con dasatinib o imatinib, se realizó secuenciación de BCR-ABL en las muestras sanguíneas de los pacientes donde éstas estaban disponibles. Se observaron tasas de mutación similares en ambos grupos de tratamiento. Las mutaciones detectadas en los pacientes tratados con dasatinib fueron T315I, F317I/L y V299L. Una mutación de espectro diferente se detectó en el grupo de tratamiento con imatinib. Dasatinib no parece ser activo frente a la mutación T315I, en base a los datos *in vitro*.

#### LMC en Fase Crónica - Resistencia o intolerancia a tratamiento previo con imatinib

Se han realizado dos ensayos clínicos en pacientes resistentes o intolerantes a imatinib; el objetivo primario de eficacia en estos ensayos fue la Respuesta Citogenética Mayor (RCyM).

#### *Estudio 1*

Se realizó un ensayo multicéntrico abierto, aleatorizado, no comparativo en pacientes que habían fallado a un tratamiento inicial con 400 o 600 mg de imatinib. Los pacientes fueron aleatorizados (2:1) para recibir tratamiento con dasatinib (70 mg dos veces al día) o imatinib (400 mg dos veces al día). Se permitieron

cambios al grupo de tratamiento alternativo si los pacientes mostraban pruebas de progresión de la enfermedad o intolerancia que no pudiese controlarse mediante modificación de la dosis. La variable primaria fue la RCyM a 12 semanas. Se dispone de resultados de 150 pacientes: 101 asignados aleatoriamente a tratamiento con dasatinib y 49 a imatinib (todos resistentes a imatinib). La mediana de tiempo desde el diagnóstico a la aleatorización fue de 64 meses en el grupo de dasatinib y 52 meses en el grupo de imatinib.

Todos los pacientes habían sido pretratados con diversas líneas terapéuticas. El 93% de la población global de pacientes había alcanzado una respuesta hematológica completa (RHC) previa con imatinib. El 28% y el 29% de los pacientes aleatorizados a dasatinib e imatinib, respectivamente, se había alcanzado una RCyM previa con imatinib.

La mediana de la duración del tratamiento fue de 23 meses para dasatinib (con un 44% de los pacientes tratados durante >24 meses hasta la fecha) y 3 meses para imatinib (con 10% de pacientes tratados durante >24 meses hasta la fecha). El 93% de los pacientes del grupo de dasatinib y el 82% de los pacientes del grupo de imatinib, alcanzaron una RHC antes de cambiar de grupo de tratamiento.

A los 3 meses, se obtuvo una RCyM con mayor frecuencia en el grupo tratado con dasatinib (36%) que en el grupo tratado con imatinib (29%). Es destacable que en el 22% de los pacientes se comunicó respuesta citogenética completa (RCyC) en el grupo tratado con dasatinib, mientras que sólo se alcanzó RCyC en el 8% del grupo tratado con imatinib. Con un tratamiento más largo y seguimiento (mediana de 24 meses), la RCyM se alcanzó en un 53% de los pacientes tratados con dasatinib (RCyC en un 44%) y en un 33% de pacientes tratados con imatinib (RCyC en un 18%) antes de cambiar de grupo de tratamiento. Entre los pacientes que habían recibido 400 mg antes de entrar en el ensayo, la RCyM se alcanzó en un 61% de pacientes en el grupo de dasatinib y un 50% en el grupo de imatinib.

Basado en los estimados de Kaplan-Meier, la proporción de pacientes que tuvieron supervivencia libre de progresión (SLP) durante 1 año fue del 92% (IC 95%: [85%-100%]) para dasatinib (RCyC 97%, IC 95%: [92%-100%]) y 74% (IC 95%: [49%-100%]) para imatinib (RCyC 100%). La proporción de pacientes que mantuvieron RCyM durante 18 meses fue del 90% (IC 95%: [82%-98%]) para dasatinib (RCyC 94%, IC 95%: [87%-100%]) y 74% (IC 95%: [49%-100%]) para imatinib (RCyC 100%).

Basado en los estimados de Kaplan-Meier, la proporción de pacientes que tuvieron supervivencia libre de progresión (SLP) durante 1 año fue del 91% (IC 95%: [85%-97%]) para dasatinib y un 73% (IC 95%: [54%-91%]) para imatinib. La proporción de pacientes que mantuvieron SLP a los 2 años fue del 86% (IC 95%: [78%-93%]) para dasatinib y un 65% (IC 95%: [43%-87%]) para imatinib.

Un total de un 43% de los pacientes tratados con dasatinib y un 82% de los tratados con imatinib presentaron fracaso del tratamiento, definido como progresión de la enfermedad o cambio al otro tratamiento (falta de respuesta, intolerancia al medicamento en estudio, etc.).

La tasa de respuesta molecular mayor (definida como ratio de transcritos BCR-ABL/control  $\leq 0,1\%$  por RQ-PCR en muestras de sangre periférica) antes del cambio fue del 29% para dasatinib y un 12% para imatinib.

## *Estudio 2*

Se realizó un ensayo abierto, no controlado, multicéntrico, en pacientes intolerantes o resistentes a imatinib (p. ej., pacientes que experimentaron una toxicidad significativa durante el tratamiento con imatinib que impidió su continuación).

Un total de 387 pacientes recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día (288 resistentes y 99 intolerantes). La mediana del tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 61 meses. La mayoría de

los pacientes (53%) habían recibido tratamiento previo con imatinib durante más de 3 años. La mayoría de los pacientes resistentes (72%) habían recibido >600 mg de imatinib. Además de imatinib, el 35% de los pacientes habían recibido previamente quimioterapia citostática, 65% habían recibido tratamiento con interferón y 10% un trasplante de células madre. Un 38% de los pacientes tenían mutaciones basales conocidas relacionadas con la resistencia a imatinib. La mediana de duración del tratamiento con dasatinib fue de 24 meses con un 51% de los pacientes tratados >24 meses hasta la fecha. En la Tabla 11 se presentan los resultados de eficacia. La RCyM se alcanzó en un 55% de los pacientes resistentes a imatinib y en un 82% de los pacientes intolerantes a imatinib. Con un mínimo de 24 meses de seguimiento, 21 de 240 pacientes que alcanzaron una RCyM tuvieron progresión y la mediana de duración de la RCyM no fue alcanzada.

Basado en los estimados de Kaplan-Meier, un 95% (IC 95%: [92%-98%]) de los pacientes mantuvieron RCyM durante 1 año y el 88% (IC 95%: [83%-93%]) mantuvieron RCyM durante 2 años. La proporción de pacientes que mantuvieron RCyC durante 1 año fue del 97% (IC 95%: [94%-99%]) y durante 2 años fue del 90% (IC 95%: [86%-95%]). El 42% de los pacientes resistentes a imatinib con RCyM no anterior a imatinib (n=188) alcanzó una RCyM con dasatinib.

Hubo 45 mutaciones BCR-ABL diferentes en un 38% de los pacientes incluidos en este ensayo. La respuesta hematológica completa o RCyM se alcanzó en pacientes que portan una gran variedad de mutaciones BCR-ABL asociadas con la resistencia a imatinib excepto T315I. Las tasas de RCyM a los dos años fueron similares a aquellos pacientes que tenían una mutación basal BCR-ABL, mutación P-loop, o que no tenían mutación (63%, 61% y 62%, respectivamente).

Entre los pacientes resistentes a imatinib, la tasa estimada de SLP fue del 88% (IC 95%: [84%-92%]) a 1 año y un 75% (IC 95%: [69%-81%]) a los 2 años. Entre los pacientes intolerantes a imatinib, la tasa estimada de SLP fue del 98% (IC 95%: [95%-100%]) a 1 año y del 94% (IC 95%: [88%-99%]) a los 2 años.

La tasa de respuesta molecular mayor a 24 meses fue del 45% (35% para pacientes resistentes a imatinib y un 74% para pacientes intolerantes a imatinib).

#### LMC en fase acelerada

Se realizó un ensayo abierto, no controlado, multicéntrico, en pacientes intolerantes o resistentes a imatinib. Un total de 174 pacientes recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día (161 resistentes y 13 intolerantes a imatinib). La mediana de tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 82 meses. La mediana de duración del tratamiento con dasatinib fue de 14 meses con un 31% de los pacientes tratados durante >24 meses hasta la fecha. La tasa de respuesta molecular mayor (evaluada en 41 pacientes con una RCyC) fue del 46% a los 24 meses. En la Tabla 11 se presentan resultados de eficacia adicional.

#### LMC en crisis blástica mieloide

Se realizó un ensayo abierto, no controlado, multicéntrico, en pacientes intolerantes o resistentes a imatinib. Un total de 109 pacientes recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día (99 resistentes y 10 intolerantes a imatinib). La mediana de tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 48 meses. La mediana de duración del tratamiento con dasatinib fue de 3,5 meses con un 12% de los pacientes tratados durante > 24 meses hasta la fecha. La tasa de respuesta molecular mayor (evaluada en 19 pacientes con una RCyC) fue del 68% a los 24 meses. En la Tabla 11 se presentan resultados de eficacia adicional.

#### LMC en crisis blástica linfoide y LLA Ph+

Se realizó un ensayo abierto, no controlado, multicéntrico, en pacientes con LMC en crisis blástica linfoide o LLA Ph+ resistentes o intolerantes al tratamiento previo con imatinib. Un total de 48 pacientes con LMC

blástica linfóide recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día (42 resistentes y 6 intolerantes a imatinib). La mediana de tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 28 meses. La mediana de duración del tratamiento con dasatinib fue de 3 meses con un 2% de pacientes tratados durante >24 meses hasta la fecha. La tasa de respuesta molecular mayor (en todos los 22 pacientes tratados con una RCyC) fue del 50% a los 24 meses. Además, 46 pacientes con LLA Ph+ recibieron 70 mg de dasatinib dos veces al día (44 resistentes y 2 intolerantes a imatinib). La mediana de tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 18 meses. La mediana de la duración del tratamiento con dasatinib fue de 3 meses con un 7% de los pacientes tratados >24 meses hasta la fecha. La tasa de respuesta molecular mayor (en todos los 25 pacientes tratados con una RCyC) fue del 52% a los 24 meses. En la Tabla 11 se presentan resultados de eficacia adicionales. Además, se puede destacar que las respuestas hematológicas mayores (RHM) fueron alcanzadas rápidamente (la mayoría en los 35 días siguientes a la primera administración de dasatinib en los pacientes con LMC en crisis blástica linfóide y en los 55 días siguientes en los pacientes con LLA Ph+).

**Tabla 11: Eficacia de dasatinib en ensayos clínicos de fase II de grupo único<sup>a</sup>**

|                                                       | <b>Crónica<br/>(n=387)</b> | <b>Acelerada<br/>(n= 74)</b> | <b>Blástica<br/>mieloide<br/>(n=109)</b> | <b>Blástica<br/>linfóide<br/>(n=48)</b> | <b>LLA Ph+<br/>(n=46)</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tasa de respuesta hematológica<sup>b</sup> (%)</b> |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| RHMa (IC 95%)                                         | n/a                        | 64% (57-72)                  | 33% (24-43)                              | 35% (22-51)                             | 41% (27-57)               |
| RHC (IC 95%)                                          | <b>91% (88-94)</b>         | 50% (42-58)                  | 26% (18-35)                              | 29% (17-44)                             | 35% (21-50)               |
| NEL (IC 95%)                                          | n/a                        | 14% (10-21)                  | 7% (3-14)                                | 6% (1-17)                               | 7% (1-18)                 |
| <b>Duración de MaHR (%; estimados Kaplan-Meier)</b>   |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| 1 año                                                 | n/a                        | 79% (71-87)                  | 71% (55-87)                              | 29% (3-56)                              | 32% (8-56)                |
| 2 años                                                | n/a                        | 60% (50-70)                  | 41% (21-60)                              | 10% (0-28)                              | 24% (2-47)                |
| <b>Respuesta citogenética<sup>c</sup> (%)</b>         |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| RCyM (IC 95%)                                         | <b>62% (57-67)</b>         | 40% (33-48)                  | 34% (25-44)                              | 52% (37-67)                             | 57% (41-71)               |
| RCyC (IC 95%)                                         | 54% (48-59)                | 33% (26-41)                  | 27% (19-36)                              | 46% (31-61)                             | 54% (39-69)               |
| <b>Supervivencia (%; estimados Kaplan-Meier)</b>      |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| <b>Libre de Progresión</b>                            |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| 1 año                                                 | 91% (88-94)                | 64% (57-72)                  | 35% (25-45)                              | 14% (3-25)                              | 21% (9-34)                |
| 2 años                                                | 80% (75-84)                | 46% (38-54)                  | 20% (11-29)                              | 5% (0-13)                               | 12% (2-23)                |
| <b>Global</b>                                         |                            |                              |                                          |                                         |                           |
| 1 año                                                 | 97% (95-99)                | 83% (77-89)                  | 48% (38-59)                              | 30% (14-47)                             | 35% (20-51)               |
| 2 años                                                | 94% (91-97)                | 72% (64-79)                  | 38% (27-50)                              | 26% (10-42)                             | 31% (16-47)               |

Los datos descritos en esta tabla son de ensayos en los que se ha utilizado una dosis inicial de 70 mg dos veces al día. Ver sección 4.2 para la dosis inicial recomendada.

<sup>a</sup> Los números en negrita son los resultados de las variables primarias.

<sup>b</sup> Criterios de respuesta hematológica (todas las respuestas confirmadas después de 4 semanas): Respuesta hematológica mayor (RHMa)= respuesta hematológica completa (RHC) + no evidencia de leucemia (NEL). RHC (LMC crónica): glóbulos blancos  $\leq$  LSN institucional, plaquetas  $<450.000/\text{mm}^3$ , no hay blastos ni promielocitos en sangre periférica,  $<5\%$  mielocitos más metamielocitos en sangre periférica, basófilos en sangre periférica  $<20$  y sin afectación extramedular. RHC (LMC/Ph+ LLA avanzada): glóbulos blancos  $\leq$  LSN institucional, ANC  $\geq 1.000/\text{mm}^3$ , plaquetas  $\geq 100.000/\text{mm}^3$ , no hay blastos ni promielocitos en sangre periférica, blastos en médula ósea  $\leq 5\%$ ,  $<5\%$  mielocitos más metamielocitos en sangre periférica, basófilos en sangre periférica  $<20\%$  y sin afectación extramedular. NEL: mismo criterio que para RHC, pero ANC  $\geq 500/\text{mm}^3$  y  $<1.000/\text{mm}^3$ , o plaquetas  $\geq 20.000/\text{mm}^3$  y  $\leq 100.000/\text{mm}^3$ .

<sup>c</sup> Criterios de respuesta citogenética: completa (0% Ph+ metafases) o parcial ( $>0\%$ -35%). RCyM (0%-35%) combina tanto respuesta completa como parcial.

n/a = no aplicable, IC = intervalo de confianza, LSN = límite superior del rango normal.

El resultado de los pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea, después del tratamiento con dasatinib no ha sido evaluado completamente.

**Ensayos clínicos de Fase III en pacientes con LMC en fase crónica o acelerada o crisis blástica mieloide y LLA Ph+ que fueron resistentes o intolerantes a imatinib**

Dos ensayos abiertos, aleatorizados, se han llevado a cabo para evaluar la eficacia de dasatinib administrado una vez al día comparado con dasatinib administrado dos veces al día. Los resultados descritos abajo se basan en un mínimo de 2 años y 7 años de seguimiento después del comienzo del tratamiento con dasatinib.

**Estudio 1**

En el ensayo de LMC en fase crónica, la variable primaria de eficacia fue la RCyM de los pacientes resistentes a imatinib. La variable de eficacia secundaria fue la tasa de RCyM alcanzada según la dosis diaria total en los pacientes resistentes a imatinib. Otras variables secundarias de eficacia incluyeron la duración de la RCyM, la SLP (supervivencia libre de progresión) y la supervivencia global. Un total de 670 pacientes, de los que 497 eran resistentes a imatinib, fueron aleatorizados a 100 mg de dasatinib una vez al día, 140 mg una vez al día, 50 mg dos veces al día y 70 mg dos veces al día. La mediana de duración del tratamiento para todos los pacientes todavía en tratamiento con un mínimo de 5 años de seguimiento (n=205) fue de 59 meses (rango de 28-66 meses). La mediana de la duración del tratamiento para todos los pacientes a 7 años de seguimiento fue de 29,8 meses (rango <1-92,9 meses).

**Tabla 12: Eficacia de dasatinib en el ensayo de fase III de optimización de dosis en LMC en fase crónica resistente o intolerante a imatinib (resultados a 2 años)<sup>a</sup>**

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Todos los pacientes</b>                                                               | <b>n=167</b> |
| <b>Pacientes resistentes a imatinib</b>                                                  | <b>n=124</b> |
| <b>Tasa de respuesta hematológica<sup>b</sup> (%) (IC 95%)</b>                           |              |
| RHC                                                                                      | 92% (86-95)  |
| <b>Respuesta citogenética<sup>c</sup> (%) (IC 95%)</b>                                   |              |
| RCyM                                                                                     |              |
| Todos los pacientes                                                                      | 63% (56-71)  |
| Pacientes resistentes a imatinib                                                         | 59% (50-68)  |
| RCyC                                                                                     |              |
| Todos los pacientes                                                                      | 50% (42-58)  |
| Pacientes resistentes a imatinib                                                         | 44% (35-53)  |
| <b>Respuesta molecular mayor en pacientes que alcanzan RCyC<sup>d</sup> (%) (IC 95%)</b> |              |
| Todos los pacientes                                                                      | 69% (58-79)  |
| Pacientes resistentes a imatinib                                                         | 72% (58-83)  |

<sup>a</sup> Resultados notificados con la dosis inicial recomendada de 100 mg una vez al día.

<sup>b</sup> Criterios de respuesta hematológica (todas las respuestas confirmadas después de 4 semanas): Respuesta hematológica Completa (RHC) (LMC crónica): glóbulos blancos  $\leq$  LSN institucional, plaquetas  $<450.000/\text{mm}^3$ , no hay blastos ni promielocitos en sangre periférica,  $<5\%$  mielocitos más metamielocitos en sangre periférica, basófilos en sangre periférica  $<20\%$  y sin afectación extramedular.

<sup>c</sup> Criterios de Respuesta Citogenética: completa (0% Ph+ metafases) o parcial ( $>0\%$ -35%). RCyM (0%-35%) combina tanto respuesta completa como parcial.

<sup>d</sup> Criterios de Respuesta Molecular Mayor: definida como transcripciones de BCR-ABL/control  $\leq 0,1\%$  por RQ-PCR en muestras de sangre periférica.

**Tabla 13: Eficacia a largo plazo de dasatinib en un ensayo de fase 3 de optimización de dosis: pacientes con LMC en fase crónica resistente o intolerante a imatinib<sup>a</sup>**

|                                                      | Período mínimo de seguimiento |               |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                      | 1 año                         | 2 años        | 5 años       | 7 años       |
| <b>Respuesta Molecular Mayor</b>                     |                               |               |              |              |
| Todos los pacientes                                  | NA                            | 37% (57/154)  | 44% (71/160) | 46% (73/160) |
| Pacientes resistentes a imatinib                     | NA                            | 35% (41/117)  | 42% (50/120) | 43% (51/120) |
| Pacientes intolerantes a imatinib                    | NA                            | 43% (16/37)   | 53% (21/40)  | 55% (22/40)  |
| <b>Supervivencia libre de progresión<sup>b</sup></b> |                               |               |              |              |
| Todos los pacientes                                  | 90% (86, 95)                  | 80% (73, 87)  | 51% (41, 60) | 42% (33, 51) |
| Pacientes resistentes a imatinib                     | 88% (82, 94)                  | 77% (68, 85)  | 49% (39, 59) | 39% (29, 49) |
| Pacientes intolerantes a imatinib                    | 97% (92, 100)                 | 87% (76, 99)  | 56% (37, 76) | 51% (32, 67) |
| <b>Supervivencia global</b>                          |                               |               |              |              |
| Todos los pacientes                                  | 96% (93, 99)                  | 91% (86, 96)  | 78% (72, 85) | 65% (56, 72) |
| Pacientes resistentes a imatinib                     | 94% (90, 98)                  | 89% (84, 95)  | 77% (69, 85) | 63% (53, 71) |
| Pacientes intolerantes a imatinib                    | 100% (100, 100)               | 95% (88, 100) | 82% (70, 94) | 70% (52, 82) |

<sup>a</sup> Resultados notificados con la dosis inicial recomendada de 100 mg una vez al día.

<sup>b</sup> Progresión se definió como un incremento en el recuento de glóbulos blancos, pérdida de CHR o MCyR, 30% incremento en metafases Ph+, AP/BP confirmada enfermedad o muerte. La SLP se analizó de acuerdo con el principio de intención de tratamiento y los pacientes fueron seguidos con respecto a eventos incluyendo tratamiento posterior.

Según el estimado de Kaplan-Meier, la proporción de pacientes tratados con 100 mg de dasatinib una vez al día que mantuvieron una RCyM durante 18 meses fue del 93% (IC 95%: [88%-98%]).

La eficacia también se evaluó en pacientes que eran intolerantes a imatinib. En esta población de pacientes que recibieron 100 mg una vez al día, la RCyM se alcanzó en un 77% y la RCyC, en un 67%.

### Estudio 2

En un ensayo en fases avanzadas de la LMC y LLA Ph+, la variable principal fue RHM. Un total de 611 se aleatorizaron a dasatinib 140 mg/día o 70 mg dos veces al día. La mediana de duración del tratamiento fue aproximadamente de 6 meses (rango 0,03-31 meses).

La pauta posológica con una vez al día demostró una eficacia comparable (no-inferioridad) a la obtenida con dos veces al día respecto a la variable principal (diferencia en RHM 0,8%; IC 95% [-7,1%-8,7%]), sin embargo, la pauta posológica de 140 mg una vez al día demostró una mejora en la seguridad y tolerabilidad.

Las tasas de respuesta se presentan en la Tabla 14.

**Tabla 14: Eficacia de dasatinib en el ensayo de fase III de optimización de dosis: fase avanzada de LMC y LLA Ph+ (resultados a 2 años)<sup>a</sup>**

|                   | <b>Acelerada<br/>(n=158)</b> | <b>Crisis blástica<br/>mieloide<br/>(n=75)</b> | <b>Crisis blástica<br/>linfoide<br/>(n=33)</b> | <b>LLA Ph+<br/>(n= 40)</b> |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| RHMa <sup>b</sup> | 66%                          | 28%                                            | 42%                                            | 38%                        |
| (IC 95%)          | (59-74)                      | (18-40)                                        | (26-61)                                        | (23-54)                    |
| RHC <sup>b</sup>  | 47%                          | 17%                                            | 21%                                            | 33%                        |
| (IC 95%)          | (40-56)                      | (10-28)                                        | (9-39)                                         | (19-49)                    |
| NEL <sup>b</sup>  | 19%                          | 11%                                            | 21%                                            | 5%                         |
| (IC 95%)          | (13-26)                      | (5-20)                                         | (9-39)                                         | (1-17)                     |
| RCyM <sup>c</sup> | 39%                          | 28%                                            | 52%                                            | 70%                        |
| (IC 95%)          | (31-47)                      | (18-40)                                        | (34-69)                                        | (54-83)                    |
| RCyC              | 32%                          | 17%                                            | 39%                                            | 50%                        |
| (IC 95%)          | (25-40)                      | (10-28)                                        | (23-58)                                        | (34-66)                    |

<sup>a</sup> Resultados notificados con la dosis inicial recomendada de 140 mg una vez al día (ver sección 4.2).

<sup>b</sup> Criterios de respuesta hematológica (todas las respuestas confirmadas después de 4 semanas): Respuesta hematológica mayor (RHMa) = respuesta hematológica completa (RHC) + no evidencia de leucemia (NEL). RHC: glóbulos blancos  $\leq$  LSN institucional, ANC  $\geq 1.000/\text{mm}^3$ , plaquetas  $\geq 100.000/\text{mm}^3$ , no hay blastos ni promielocitos en sangre periférica, blastos en médula ósea  $\leq 5\%$ ,  $< 5\%$  mielocitos más metamielocitos en sangre periférica, basófilos en sangre periférica  $< 20\%$  y sin afectación extramedular. NEL: mismo criterio que para RHC pero ANC  $\geq 500/\text{mm}^3$  y  $< 1.000/\text{mm}^3$ , o plaquetas  $\geq 20.000/\text{mm}^3$  y  $\leq 100.000/\text{mm}^3$ .

<sup>c</sup> RCyM combina tanto respuesta completa (0% Ph+ metafase) como parcial ( $> 0\%$ -35%).

IC = intervalo de confianza, LSN = límite superior del rango normal.

En pacientes con fase acelerada de LMC los pacientes tratados con 140 mg una vez al día, la mediana de duración de la RHMa y la mediana de supervivencia global no se alcanzaron y la mediana de SLP fue de 25 meses.

En pacientes con crisis blástica mieloide de LMC, tratados con la pauta posológica de 140 mg una vez al día, la mediana de la duración de RHMa fue de 8 meses; la mediana de la SLP fue de 4 meses y la mediana de la supervivencia global fue de 8 meses. En pacientes con crisis blástica linfoide de LMC, tratados con la pauta posológica de 140 mg una vez al día, la mediana de la duración de RHMa fue de 5 meses, la mediana de la SLP fue de 5 meses y la mediana de la supervivencia global fue de 11 meses.

En pacientes con LLA Ph+, tratados con la pauta posológica de 140 mg una vez al día, la mediana de la duración de la RHMa fue de 5 meses, la mediana de la SLP fue de 4 meses y la mediana de la supervivencia global fue de 7 meses.

### Población pediátrica

#### Pacientes pediátricos con LMC

Entre los 130 pacientes con LMC de fase crónica tratados en dos estudios pediátricos, un ensayo de Fase I abierto, no aleatorizado de rango de dosis y un ensayo de Fase II, abierto, no aleatorizado, 84 pacientes (exclusivamente del ensayo de Fase II) fueron pacientes con LMC de fase crónica de nuevo diagnóstico-y 46 pacientes (17 del ensayo de Fase I y 29 del ensayo de Fase II) fueron resistentes o intolerantes al tratamiento previo con imatinib. Noventa y siete de los 130 pacientes con LMC en fase crónica fueron tratados con 60 mg/m<sup>2</sup> de dasatinib en comprimidos una vez al día (dosis máxima de 100 mg una vez al día para pacientes con BSA). Los pacientes fueron tratados hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Las variables de eficacia fueron respuesta citogenética completa (RCyC), respuesta citogenética mayor (RCyM) y respuesta molecular mayor (RMM). En la Tabla 15 se presentan los resultados de eficacia.

**Tabla 15: Eficacia de dasatinib en pacientes pediátricos con LMC en fase crónica**  
**Respuesta acumulada en el tiempo por un período mínimo de seguimiento**

|                     | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses     | 24 meses     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RCyC</b>         |              |              |              |              |
| <b>(IC 95%)</b>     |              |              |              |              |
| Nuevo diagnóstico   | 43,1%        | 66,7%        | 96,1%        | 96,1%        |
| (N=51) <sup>a</sup> | (29,3; 57,8) | (52,1; 79,2) | (86,5; 99,5) | (86,5; 99,5) |
| Imatinib previo     | 45,7%        | 71,7%        | 78,3%        | 82,6%        |
| (N=46) <sup>b</sup> | (30,9; 61,0) | (56,5; 84,0) | (63,6; 89,1) | (68,6; 92,2) |
| <b>RCyM</b>         |              |              |              |              |
| <b>(IC 95%)</b>     |              |              |              |              |
| Nuevo diagnóstico   | 60,8%        | 90,2%        | 98,0%        | 98,0%        |
| (N=51) <sup>a</sup> | (46,1; 74,2) | (78,6; 96,7) | (89,6; 100)  | (89,6; 100)  |
| Imatinib previo     | 60,9%        | 82,6%        | 89,1%        | 89,1%        |
| (N=46) <sup>b</sup> | (45,4; 74,9) | (68,6; 92,2) | (76,4; 96,4) | (76,4; 96,4) |
| <b>RMM</b>          |              |              |              |              |
| <b>(IC 95%)</b>     |              |              |              |              |
| Nuevo diagnóstico   | 7,8%         | 31,4%        | 56,9%        | 74,5%        |
| (N=51) <sup>a</sup> | (2,2; 18,9)  | (19,1; 45,9) | (42,2; 70,7) | (60,4; 85,7) |
| Imatinib previo     | 15,2%        | 26,1%        | 39,1%        | 52,2%        |
| (N=46) <sup>b</sup> | (6,3; 28,9)  | (14,3; 41,1) | (25,1; 54,6) | (36,9; 67,1) |

<sup>a</sup> Pacientes del estudio pediátrico de Fase II de LMC en fase crónica-de nuevo diagnóstico que reciben la formulación de comprimido.

<sup>b</sup> Pacientes de los estudios pediátricos de Fase I y Fase II de LMC en fase crónica-resistentes o intolerantes a imatinib que reciben la formulación de comprimido.

En el estudio pediátrico de Fase II, en pacientes que recibieron la formulación de comprimidos, entre los 51 pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico la tasa estimada de SLP de 24 meses fue del 94,0% (82,6; 98,0) y del 81,7% (61,4; 92,0) entre los 29 pacientes con LMC en fase crónica resistentes o intolerantes a imatinib. Después de 24 meses de seguimiento, la SG de pacientes de nuevo diagnóstico fue del 100% y 96,6% en pacientes con resistencia o intolerancia a imatinib.

En estudio pediátrico de Fase II, 1 paciente de nuevo diagnóstico y 2 pacientes resistentes o intolerantes a imatinib progresaron a LMC de fase blástica.

Hubo 33 pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico que recibieron dasatinib polvo para suspensión oral a una dosis de 72 mg/m<sup>2</sup>. Esta dosis representa un 30% menos de exposición comparado con la dosis recomendada. En estos pacientes, la RCyC y la RMM fueron RCyC: 87,9% [IC 95%: (71,8-96,6)] y RMM: 45,5% [IC 95%: (28,1-63,6)] a los 12 meses.

De entre los pacientes pediátricos con LMC en fase crónica tratados con dasatinib que fueron previamente tratados con imatinib, las mutaciones al final del tratamiento fueron: T315A, E255K y F317L. Sin embargo, E255K y F317L fueron también detectadas previas al tratamiento. No se detectaron mutaciones en los pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico al final del tratamiento.

### Pacientes pediátricos con LLA

La eficacia de dasatinib en combinación con quimioterapia se evaluó en un estudio pivotal en pacientes pediátricos mayores de un año con LLA Ph+ de nuevo diagnóstico.

En este estudio multicéntrico, históricamente controlado de Fase II de dasatinib añadido a la quimioterapia estándar en 106 pacientes pediátricos con LLA Ph+ de nuevo diagnóstico, de los cuales 104 pacientes habían sido confirmados con LLA Ph+, recibieron dasatinib en una dosis diaria de 60 mg/m<sup>2</sup> en un régimen de dosificación continua de hasta 24 meses, en combinación con quimioterapia. Ochenta y dos pacientes recibieron comprimidos de dasatinib exclusivamente y 24 pacientes recibieron dasatinib polvo para suspensión oral al menos una vez, 8 de los cuales recibieron dasatinib polvo para suspensión oral exclusivamente. El régimen de quimioterapia fue el mismo que el utilizado en el ensayo AIEOP-BFM ALL 2000 (protocolo estándar de quimioterapia con múltiples agentes de quimioterapia). La variable primaria de eficacia de supervivencia libre de evento (SLE) a los 3 años, fue 65,5% (55,5-73,7).

La tasa de negatividad de enfermedad mínima residual (EMR) evaluada por el reordenamiento de Ig/TCR fue del 71,7% al final de la consolidación en todos los pacientes tratados. Cuando esta tasa se basó en los 85 pacientes con evaluaciones medibles de Ig/TCR, la estimación fue de 89,4%. Las tasas de negatividad de ERM al final de la inducción y la consolidación según lo medido por citometría de flujo fueron 66,0% y 84,0%, respectivamente.

## **5.2 Propiedades farmacocinéticas**

La farmacocinética de dasatinib se ha evaluado en 229 sujetos sanos adultos y en 84 pacientes.

### Absorción

Dasatinib se absorbe rápidamente en pacientes después de la administración oral, alcanzándose concentraciones máximas entre 0,5-3 horas. Después de la administración oral, el aumento de la exposición plasmática media (área bajo la curva, AUC<sub>T</sub>) es aproximadamente proporcional al incremento de la dosis en el rango de dosis de 25 mg a 120 mg dos veces al día. La media global de la semivida de eliminación terminal de dasatinib es, aproximadamente, de 5-6 horas en los pacientes.

Los datos de sujetos sanos que recibieron una dosis única de 100 mg de dasatinib 30 minutos después de una comida rica en grasas indicaron un aumento del 14% en el AUC medio de dasatinib. Una dieta pobre en grasas 30 minutos antes de la administración de dasatinib produjo un aumento del 21% en el AUC medio de dasatinib. Los efectos debidos a los alimentos no representan cambios clínicamente relevantes en la exposición al fármaco. La variabilidad de la exposición a dasatinib es mayor en condiciones de ayuno (CV 47%) en comparación con las condiciones de comida baja en grasa (CV 39%) y de comida rica en grasa (CV 32%).

De acuerdo con el análisis farmacocinético en la población de pacientes, se estimó que la variabilidad en la exposición a dasatinib se debe principalmente a la variabilidad en diferentes condiciones en la biodisponibilidad (CV 44%) y, en menor medida, a la variabilidad interindividual en la biodisponibilidad y la variabilidad interindividual en el aclaramiento (CV 30% y 32%, respectivamente). No se espera que la variabilidad aleatoria en diferentes condiciones en la exposición afecte ni a la exposición acumulada ni a la eficacia o seguridad.

### Distribución

En pacientes, dasatinib tiene un volumen de distribución aparente muy grande (2.505 l), coeficiente de variación (CV% 93%), lo que sugiere que el fármaco se distribuye ampliamente por el espacio extravascular. Basándose en los resultados de ensayos *in vitro*, la unión a proteínas plasmáticas de dasatinib a las concentraciones clínicas relevantes es del 96%.

### Biotransformación

Dasatinib es ampliamente metabolizado en los seres humanos por múltiples enzimas implicadas en la transformación de los metabolitos. En sujetos sanos que recibieron 100 mg de dasatinib marcado con [ $^{14}\text{C}$ ], la fracción de dasatinib inalterada representó el 29% de la radiactividad circulante en el plasma.

La concentración plasmática y la actividad medida *in vitro* indican que es poco probable que los metabolitos de dasatinib desempeñen un papel importante en la farmacología observada del producto. El CYP3A4 es una enzima importante responsable del metabolismo de dasatinib.

### Eliminación

La semivida terminal media de dasatinib es de 3 horas a 5 horas. El aclaramiento oral aparente medio es 363,8 l/h (CV% 81,3%).

La eliminación se produce predominantemente por las heces, principalmente como metabolitos. Después de una dosis oral única de dasatinib marcado con [ $^{14}\text{C}$ ], aproximadamente el 89% de la dosis se eliminó en 10 días recuperándose un 4% y 85% de la radioactividad en orina y heces, respectivamente. La fracción inalterada de dasatinib representó el 0,1% y el 19% de la dosis en orina y heces, respectivamente, mientras que el resto de la dosis se eliminó como metabolitos.

### Insuficiencia hepática y renal

El efecto de la insuficiencia hepática en la farmacocinética de dosis única de dasatinib se evaluó en 8 pacientes con insuficiencia hepática moderada que recibieron una dosis de 50 mg y en 5 pacientes con insuficiencia hepática grave que recibieron una dosis de 20 mg y se compararon con voluntarios sanos que recibieron una dosis de 70 mg de dasatinib. La media de la  $C_{\max}$  y del AUC de dasatinib ajustadas a una dosis de 70 mg, disminuyeron un 47% y un 8%, respectivamente, en aquellos pacientes con insuficiencia hepática moderada comparados con aquellos que tienen una función hepática normal. En aquellos pacientes con insuficiencia hepática grave, la media de la  $C_{\max}$  y del AUC de dasatinib ajustadas a una dosis de 70 mg, disminuyeron un 43% y un 28% respectivamente, comparados con aquellos que tienen una función hepática normal (ver secciones 4.2 y 4.4).

Dasatinib y sus metabolitos se excretan mínimamente por vía renal.

### Población pediátrica

La farmacocinética de dasatinib ha sido evaluada en 104 pacientes pediátricos con leucemia o tumores sólidos (72 recibieron la formulación en comprimidos y 32 recibieron el polvo para suspensión oral).

En el estudio pediátrico de farmacocinética, la exposición de dasatinib con dosis normalizadas ( $C_{\text{avg}}$ ,  $C_{\min}$  y  $C_{\max}$ ) parece similar entre 21 pacientes con LMC en fase crónica y 16 pacientes con LLA Ph+.

La farmacocinética de la formulación de dasatinib en comprimidos fue evaluada en 72 pacientes pediátricos con leucemia en recaída o refractaria o tumores sólidos a dosis orales con rangos de 60 a 120 mg/m<sup>2</sup> una vez al día y de 50 a 110 mg/m<sup>2</sup> dos veces al día. Los datos de los dos estudios se combinaron mostrando que dasatinib se absorbió de manera rápida. Se observó una  $t_{\max}$  media entre 0,5 y 6 horas y una semivida

media que oscila desde 2 a 5 horas en todos los niveles de dosis y grupos de edad. La PK de dasatinib mostró proporcionalidad de dosis, con aumento de la exposición relacionada con la dosis que se observó en pacientes pediátricos. No hubo diferencia significativa en la PK de dasatinib entre niños y adolescentes. Las medias geométricas de la  $C_{max}$ , el  $AUC_{(0-T)}$  y el  $AUC_{(INF)}$  de una dosis normalizada de dasatinib, parecieron ser similares entre niños y adolescentes a diferentes niveles de dosis. Una simulación basada en el modelo PPK predijo que la recomendación de dosificación por peso corporal descrita para el comprimido, en la sección 4.2, se espera que proporcione una exposición similar a una dosis de comprimido de 60 mg/m<sup>2</sup>. Estos datos se deben considerar si los pacientes desean cambiar de la formulación en comprimidos a la formulación de polvo para suspensión oral o viceversa.

### 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

El perfil de seguridad preclínico de dasatinib fue valorado en una batería de estudios *in vitro* e *in vivo* en ratones, ratas, monos y conejos.

Las principales formas de toxicidad se presentaron en los sistemas gastrointestinal, hematopoyético y linfóide. La toxicidad gastrointestinal fue dosis limitante en ratas y monos, siendo el intestino el órgano diana de forma consistente. En las ratas, descensos mínimos o leves en los parámetros eritrocitarios se acompañaron de cambios en la médula ósea; en los monos se detectaron cambios similares, pero con una incidencia menor. La toxicidad linfóide observada en ratas consistió en depleción linfóide de los ganglios linfáticos, el bazo y el timo, y disminución del peso de los órganos linfoides. Los cambios en los sistemas gastrointestinal, hematopoyético y linfóide fueron reversibles después de la suspensión del tratamiento.

Se observaron cambios renales en monos tratados hasta 9 meses y se limitaron a un aumento de la mineralización renal de fondo. Se observó hemorragia cutánea en un estudio de toxicidad aguda, de dosis única oral en monos, pero no se observó en estudios de dosis repetidas en monos o ratas. En ratas, dasatinib inhibió la agregación plaquetaria *in vitro* y prolongó el tiempo de hemorragia *in vivo*, pero no provocó hemorragias espontáneas.

La actividad *in vitro* de dasatinib en los ensayos hERG y fibras de Purkinje sugería un potencial de prolongación de la repolarización ventricular cardíaca (intervalo QT). Sin embargo, en un estudio *in vivo* de dosis únicas en monos conscientes monitorizados a distancia, no hubo cambios en el intervalo QT ni en la forma de la onda del ECG.

Dasatinib no fue mutagénico en ensayos de células bacterianas *in vitro* (test de Ames) y no fue genotóxico en un estudio de micronúcleos de la rata *in vivo*. Fue clastogénico *in vitro* en la división de las células de ovario de hámster (COH) chino.

Dasatinib no afectó a la fertilidad de machos ni hembras en un estudio convencional de fertilidad y desarrollo embrionario temprano en ratas, pero provocó letalidad embrionaria a niveles de dosis que se aproximan a la exposición clínica en humanos. Asimismo, en estudios de desarrollo embriofetal, dasatinib provocó letalidad embrionaria asociada con disminución en el tamaño de las ratas recién nacidas y también alteraciones esqueléticas en el feto tanto en las ratas como en las conejas. Estos efectos aparecieron a dosis que no producían toxicidad materna e indica que dasatinib es un tóxico reproductivo selectivo desde la implantación hasta que se completa la organogénesis.

En ratones, dasatinib produjo inmunodepresión relacionada con la dosis y controlada eficazmente mediante reducción de la dosis y/o cambios en la pauta posológica. Dasatinib tuvo potencial fototóxico en un estudio

de fototoxicidad de captación de rojo neutro *in vitro* en fibroblastos de ratón. Se consideró que dasatinib no era fototóxico *in vivo* después de una única administración por vía oral a ratones hembra sin pelo con un nivel de exposición de hasta 3 veces la exposición en humanos después de la administración de las dosis terapéuticas recomendadas (basadas en el área bajo la curva, AUC).

En un estudio de carcinogenicidad a dos años, las ratas recibieron dasatinib a dosis orales de 0,3, 1 y 3 mg/kg/día. La dosis más alta dio como resultado un nivel plasmático (AUC) generalmente equivalente a la exposición humana correspondiente al rango de dosis iniciales recomendadas desde 100 mg a 140 mg diarios. Se advirtió un incremento estadísticamente significativo en la incidencia combinada de carcinomas celulares escamosos y papilomas en útero y cérvix en hembras a dosis altas y de adenomas de próstata en machos a dosis bajas. No se conoce la relevancia de los hallazgos de estudios de carcinogenicidad de ratas en los humanos.

## **6 . DATOS FARMACÉUTICOS**

### **6.1 Lista de excipientes**

#### Núcleo del comprimido

Lactosa monohidrato  
Celulosa microcristalina (grado 101)  
Hidroxipropilcelulosa  
Croscarmelosa sódica  
Celulosa microcristalina (grado 112)  
Estearato de magnesio

#### Recubrimiento del comprimido

HPMC 2910/hipromelosa  
Dióxido de titanio (E171)  
Macrogol 400

### **6.2 Incompatibilidades**

No procede.

### **6.3 Periodo de validez**

24 meses.

### **6.4 Precauciones especiales de conservación**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

### **6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Dasatinib Eugia 50 mg, 70 mg, 100 mg y 140 mg comprimidos recubiertos con película están disponibles en envases blíster (blíster de triple laminado en frío-PVC-Aluminio) con 30, 56, 60 y 120 comprimidos recubiertos con película.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

## **6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

Los comprimidos recubiertos con película constan de un núcleo del comprimido, rodeado de un recubrimiento pelicular para prevenir la exposición de los profesionales sanitarios al principio activo. Se recomienda el uso de guantes de látex o nitrilo para minimizar el riesgo de exposición dérmica para una eliminación adecuada cuando se manipulen comprimidos que de manera involuntaria se trituren o rompan.

Este medicamento podría suponer un riesgo potencial para el medio ambiente. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

## **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Eugia Pharma (Malta) Limited  
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront  
Floriana, FRN 1914  
Malta

## **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Dasatinib Eugia 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 90.677  
Dasatinib Eugia 70 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 90.678  
Dasatinib Eugia 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 90.675  
Dasatinib Eugia 140 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 90.676

## **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Diciembre 2025

## **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

08/2025

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).